

FSN

4K UHD Monitor

Instrukcja użytkowania

FM-A2701D

FM-A2701DS

FM-B2702D

FM-B2702DG

FM-E2701D

FM-E2701DG

FM-E2701DT

FM-E2701DGT

FM-F2701D

FM-F2701DG

FM-F3101D

FM-F3101DG

FS-P3102D

FS-P3102DS

FS-P3102DG

FM-E3203D

FM-E3203DG



Przed podłączeniem, uruchomieniem lub regulacją tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Polski

Specyfikacje i informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Instrukcja użytkowania niniejszego produktu jest także dostępna w formie elektronicznej (eFU). Wybierz język. Do przeglądania plików eFUs należy używać oprogramowania Adobe Acrobat. Pliki eFUs są dostępne online na fsnmed.com/support/eifu/

Opis produktu / Przeznaczenie



Ten produkt od firmy FSN Medical Technologies jest zaawansowanym produktem - monitorem chirurgicznym zaprojektowanym pod kątem aplikacji i/lub zaawansowań cyfrowych. Ten wyświetlacz medyczny jest wyjątkowo dobrze przystosowany do obsługi zadań w wymagającym środowisku pracy. Właściwości:

- Szybkie wykrywanie sygnałów, niezawodne tabele trybów
- Wolne od wad (artefakt-free) obrazy
- Kompatybilne - sterylne pole widzenia, bez wentylatora
- Monitor skalibrowany do koloru klinicznego
- Panoramowanie obrazu, powiększenie, zamrożenie, obraz w obrazie

Przeznaczenie

Urządzenie to jest przeznaczone do podłączenia do innych urządzeń medycznych oraz do wyświetlania obrazów lub filmów z kamer endoskopowych, kamer pokojowych oraz informacji o pacjencie, takich jak USG, kardiologia i anestezjologia. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki. Urządzenie zaprojektowano z myślą o kompatybilności z innymi wysoce wyspecjalizowanymi urządzeniami chirurgicznymi i diagnostycznymi stosowanymi w salach operacyjnych, oddziałach ratunkowych i obiektach proceduralnych.

Środowisko użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez wyszkolonych pracowników medycznych w placówkach służby zdrowia, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (brak części nakładanej).

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa medycznego dla urządzenia umieszczonego w pobliżu pacjenta.


































Ostrzeżenie: Urządzenie to nie może być używane w połączeniu z urządzeniami do ochrony życia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie to powinno być używane przez przeszkolonego pracownika medycznego w celu wyświetlania obrazów z zabiegów, takich jak endoskopia, USG, kardiologia i anestezjologia. Urządzenie to podłącza się do sprzętu do obrazowania medycznego w celu wyświetlania obrazów, filmów lub informacji o pacjencie podczas zabiegów chirurgicznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki.

Definicje symboli

Na produkcie, etykiecie lub opakowaniu produktu pojawiają się następujące symbole. Każdy symbol nosi specjalną definicję, jak określono poniżej:

	Dangerous - Niebezpieczne: High Voltage - Wysokie napięcie		Power adapter - Zasilacz		Zapoznaj się z dokumentami towarzyszącymi
	Direct Current - Prąd stały		Wskazuje wyrównawcze uziemienie do ziemi		Unikalny identyfikator urządzenia
	Wskazuje uziemienie ochronne		Wskazuje góra-dół kierunek		Certyfikacja Korea
	Wyłącznik zasilania DC (prądu stałego)		Ostrożnie - Fragile		Zatwierdzone zgodnie z regulacjami CCC
	Nie moczyc!		Maximum Stacking - Wskaźnik maksymalnego układania w stos		Chińskie etykiety RoHS
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi		Wskazuje producenta		Numer katalogowy
	Wskazuje datę produkcji		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Urządzenie medyczne
	Serial Number - Numer seryjny		Humidity limitation - Ograniczenie wilgotności		Zapoznaj się z instrukcją obsługi - elektroniczne
	Temperature limitation - Ograniczenie temperatury		Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego		Podmiot importera
	Oceniono zgodność w Wielkiej Brytanii		Zasilanie włączone		Wyłącz zasilanie
	Wskazuje dowód zgodności z rozporządzeniem UE 2017/745 o wyrobach medycznych i z obowiązującymi normami.				
	Sprzęt medyczny jest zgodny z dokumentami ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) i CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) w odniesieniu do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia pożarowego i zagrożenia mechanicznego.				
	Testowano na zgodność z normą FCC Class B (USA).				
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dyrektywa WEEE 2012/19/UE). Symbol ten wskazuje, że odpady sprzętu elektronicznego nie mogą być utylizowane jako niesortowane odpady komunalne i muszą być zbierane osobno. Należy skontaktować się z producentem lub inną autoryzowaną firmą utylizacji w celu likwidacji zużytego sprzętu.				

Uwaga: Wydrukowana kopia podręcznika w języku polskim jest dostarczana wraz z produktem. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej proszeni są o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji o innych językach. Dotyczy to państw członkowskich UE, w których produkt został nabyty za pośrednictwem autoryzowanych kanałów.

Ostrzeżenia

Informacje o ostrzeżeniach



Ten symbol alarmuje i ostrzega użytkownika, że do produktu została dołączona i uwzględniona ważna literatura dotycząca działania tego urządzenia. W związku z tym należy uważnie ją przeczytać w celu uniknięcia potencjalnych problemów.



Ten symbol ostrzega użytkowników, że nieizolowane napięcie wewnątrz urządzenia może mieć wystarczającą wielkość i moc, aby spowodować porażenie prądem. Dlatego jest bardzo niebezpieczne, powodować kontakt ciała z jakkolwiek częścią wewnątrz urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, NIE NALEŻY zdejmować obudowy urządzenia (lub pokrywy tylnej). Wewnątrz nie ma żadnych części serwisowanych przez użytkownika. Odnieś działania serwisowe wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Aby zapobiec zagrożeniom pożarowym lub porażeniu prądem, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy używać spolaryzowanej wtyczki tego urządzenia z przedłużaczem lub innymi gniazdami, chyba że można w pełni włożyć bolce do wnętrza gniazda.



Klasyfikacja laboratoriów ubezpieczyciela (UL):

Zgodność z normami UL:

Ten monitor medyczny jest Sklasyfikowany przez U.L. W ODNIESIENIU DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I MECHANICZNEGO TYLKO ZGODNIE Z NORMAMI UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO. 601.1



Zgodność z normami UE i EMC:

Ten monitor medyczny spełnia wymagania norm EN60601-1 i EN60601-1-2 jako dostosowany do regulacji UE o wyrobach medycznych (MDR 2017/745). Sprzęt medyczny CE klasy I.

Ten monitor medyczny jest zgodny z powyższymi normami tylko wtedy, gdy jest używany z dostarczonym zasilaczem klasy medycznej. Używaj wtyku 120V typu 5-15P tylko w USA.

ATM160T-P240

Ostrzeżenie: Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowego typu, zgodny z danym obszarem geograficznym. Ten monitor medyczny posiada uniwersalny zasilacz, który umożliwia pracę w obszarach napięcia 100-120V lub 200-240V AC (nie jest wymagana żadna regulacja).

Użyj właściwego przewodu zasilającego z odpowiednim typem wtyczki. Jeśli źródłem zasilania jest 120V AC, należy użyć przewodu zasilającego, który jest Przewodem Zasilającym Szpitalnej Klasy z wtyczką typu NEMA 5- 15, przeznaczoną dla 125 Volts AC zgodną i zatwierdzoną przez UL i C-UL. Jeśli źródłem zasilania jest zasilanie prądem zmiennym 240V, należy zastosować wtyczkę typu tandem (T blade) z przewodem zasilającym z uziemieniem, który spełnia przepisy bezpieczeństwa danego kraju Europejskiego.

Filar do podłączenia uziemienia umieszczony z tyłu wyświetlacza, może być używany do uziemienia obudowy wyświetlacza. Każde takie uziemienie musi być zainstalowane zgodnie z odpowiednimi normami elektrycznymi. Post uziemienia jest pokazywany na rysunku mechanicznym, który znajduje się w tym podręczniku użytkownika.



Recykling (WEEE Dyrektywa 2012/19/EU)

Należy przestrzegać lokalne rozporządzenia i plany recyklingu dotyczące recyklingu lub utylizacji tego urządzenia.

Ostrzeżenie: Należy unikać używania tego urządzenia w sąsiedztwie lub na innych urządzeniach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie oraz inne urządzenia, aby upewnić się, czy działają normalnie.

Ostrzeżenie: Użycie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej tego urządzenia, a w rezultacie jego nieprawidłowe działanie.

Ostrzeżenie: Przenośne urządzenia komunikacyjne RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinny być używane nie bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części tego medycznego monitora, w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego urządzenia.

Ostrzeżenie: Używanie tego urządzenia w środowisku promieniowania rentgenowskiego lub rezonansu magnetycznego może spowodować pogorszenie wydajności urządzenia, zakłócenia w pracy innych urządzeń lub zakłócenia w pracy usług radiowych.

Ostrzeżenie: Stosowanie z urządzeniem kabli i/lub innych akcesoriów, oprócz wymienionych, może spowodować zwiększenie emisji lub obniżenie odporności urządzenia.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest fizycznie przeznaczony do podłączenia do urządzeń elektrochirurgicznych HF (wysokiej częstotliwości).

Ostrzeżenie: Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z tlenem lub tlenkiem azotu.

Przepisy Bezpieczeństwa

Na temat bezpieczeństwa

1. Przed podłączeniem przewodu zasilającego AC do gniazda zasilacza (adaptera) prądu stałego DC upewnij się, że oznaczenie napięcia zasilacza DC odpowiada lokalnemu zasilaniu elektrycznemu.
2. Nigdy nie wkładaj żadnego metalicznego przedmiotu do otworów w obudowie monitora medycznego. Może to spowodować zagrożenie porażenia prądem.
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy. Brak części serwisowanych przez użytkownika wewnątrz. Tylko wykwalifikowany technik powinien otwierać obudowę monitora medycznego.
4. Nie należy używać monitora medycznego, jeśli przewód zasilający został uszkodzony. Nie można dopuścić do stawiania niczego na przewodzie zasilającym, i trzymać przewód z dala od miejsc, gdzie ludzie mogą przechodzić ponad nim.
5. Należy pamiętać, aby trzymać wtyczkę, a nie przewód, podczas odłączania przewodu zasilającego monitora medycznego od gniazda elektrycznego.
6. Odłącz przewód zasilający Twojego monitora medycznego, gdy nie będzie on używany i pozostawiony jako nieczynny przez dłuższy okres czasu.
7. Przed wykonaniem jakiegokolwiek usługi serwisowej należy odłączyć przewód zasilający monitora z gniazda sieciowego AC.
8. Jeśli monitor medyczny nie działa normalnie, w szczególności, jeśli są jakieś nietypowe dźwięki lub zapachy pochodzące z niego, odłącz go natychmiast i skontaktuj się z autoryzowanym dealerm lub centrum serwisowym.
9. Należy skontaktować się z producentem, jeśli zestaw musi być zainstalowany w niedostępnym miejscu.

Ostrzeżenie: Nie dotykaj równocześnie złączy wejściowych ani wyjściowych ani pacjenta.

Ostrzeżenie: Ten monitor medyczny jest przeznaczony do podłączenia sygnałów wejścia/wyjścia i innych złączy, które są zgodne z odpowiednimi normami IEC (np. IEC60950 dla urządzeń IT i serii IEC60601 dla medycznych urządzeń elektrycznych). Ponadto, wszystkie takie kombinowane systemy muszą być zgodne odpowiednio ze standardem IEC 60601- 1- 1 lub klauzulą 16 3 Ed. - IEC 60601- 1, wymagań bezpieczeństwa dla medycznych systemów elektrycznych. Każda osoba, która utworzyła system kombinowany, odpowiada za to, że system spełnia odpowiednio wymagania normy IEC 60601- 1- 1 lub pkt 16 3 Ed. of IEC 60601- 1. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym przedstawicielem.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, urządzenie to musi być podłączone do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym. Zasilacz (zasilacz AC/DC) jest określony jako część wyświetlacza kolorowego. Nie należy ustawiać urządzenia tak, aby było trudno odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego w gniazda urządzenia.

Ostrzeżenie: Nie należy modyfikować tego urządzenia bez zgody producenta.

Bezpiecznik produktu ma mniejszą wyłączalność. Nie należy instalować w systemie zasilania budynku, którego potencjalny prąd zwarcia przekracza 35 A.

Warunki środowiskowe dla eksploatacji i przechowywania w magazynie

Zakres temperatur - w zakresie od 0°C do 40°C (praca), i od -20°C do 60°C (przechowywanie w magazynie)

Zakres wilgotności względnej 10% do 85%

Ciśnienie atmosferycznego w zakresie od 500 do 1060 hPa.

Przy instalacji

1. Otwory w obudowie monitora są przewidziane do wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani zasłaniać otworów. Jeśli umieścisz monitor medyczny w szafce lub innej przestrzeni zamkniętej, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
2. Nie narażać monitora medycznego na działanie deszczu i nie używać w pobliżu wody. Jeśli monitor medyczny przypadkowo zamoczy się, odłącz go i natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym dealerm. W razie potrzeby można wyczyścić medyczny monitor wilgotną szmatką, ale najpierw należy odłączyć monitor medyczny od zasilania.
3. Należy umieścić monitor medyczny w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
4. Wysoka temperatura może powodować problemy. Maksymalna temperatura pracy to 40°C. Nie należy korzystać z monitora medycznego w bezpośrednim świetle słonecznym i należy trzymać go z dala od grzejników, pieców, kominków, i źródeł ciepła.
5. Nie należy umieszczać monitorów medycznych na niestabilnym stoisku, gdyż monitor medycznych może działać nieprawidłowo lub spaść.
6. Ten monitor medyczny nie powinien przewrócić się po przechyleniu o kąt 5°, w dowolnym położeniu i/lub miejscu, podczas normalnego użytkowania, z wyłączeniem transportu.
7. W pozycji określonej dla transportu, monitor medyczny nie powinien przebalansować przy nachyleniu pod kątem 10 stopni.
8. Podczas przenoszenia tego produktu należy użyć obu uchwytów (jeśli są dołączone) po lewej i prawej stronie produktu, a następnie przewieźć przy pomocy dwóch osób. Jeśli chcesz, aby produkt został zainstalowany w innym miejscu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
9. Z urządzeniem należy zawsze używać tylko oryginalnych kabli i akcesoriów.
10. Nie należy kłaść monitora na innym sprzęcie.

Naprawa

Nie należy próbować serwisować monitora medycznego samodzielnie, gdyż otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne wysokie napięcie lub inne zagrożenie i unieważnia gwarancję. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Należy odłączyć monitor medyczny od źródła zasilania i odnieść do naprawy przez wykwalifikowany personel w następujących warunkach:

- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
- Jeśli płyn został rozlany i dostał się do wnętrza monitora medycznego.
- Jeśli do monitora wpadły jakieś objekty.
- Jeśli monitor medyczny został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci.
- Jeśli monitor medyczny został poddany nadmiernemu wstrząsowi przez upuszczenie.
- Jeśli szafka monitora uległa uszkodzeniu.
- Jeśli monitor medyczny wydaje się być przegrzany.
- Jeśli monitor medyczny emituje dym lub nieprawidłowy zapach.
- Jeśli monitor medyczny nie działa zgodnie z instrukcją obsługi.

Zagrożenie ze strony organizmów żywych

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń, urządzenie to powinno być używane tylko w środowiskach, w których można skutecznie przeprowadzić odkażanie biologiczne.

Zwrócony produkt

Po usunięciu usterek, jeśli problemy nadal występują, zdezynfekować monitor i zwrócić go do FSN w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć akcesoria dostarczone wraz z monitorem. Proszę załączyć krótki opis usterek.

Przed zwróceniem urządzenia należy skontaktować się z firmą FSN Medical Technologies w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu i instrukcji.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie akcesoriów wskazanych przez producenta lub sprzedawanych z monitorem medycznym.

Klasyfikacja pod względem zgodności z wymogami bezpieczeństwa

- Ochrona przed porażeniem prądem: Klasa I łącznie z zasilaczem AC/DC. Niniejszy sprzęt medyczny jest zgodny z dokumentami ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) i CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) w odniesieniu do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia pożarowego i zagrożenia mechanicznego.
- Zastosowane części: Brak zastosowanych części.
- Stopień bezpieczeństwa w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z powietrzem lub z tlenem lub tlenkiem azotu. Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z tlenem lub tlenkiem azotu.
- W przypadku zastosowań krytycznych zaleca się posiadanie zapasowego monitora.
- Tryb pracy: Ciągły.

Powiadomienia dla użytkownika:

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony producentowi oraz właściwemu organowi Państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę użytkownik i/lub pacjent. W celu uzyskania informacji o zmianach i nowych produktach należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FSN Medical Technologies.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Niniejszy monitor medyczny został zaprojektowany i przetestowany pod kątem zgodności z wymaganiami IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej z innymi urządzeniami. Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), monitor musi być zainstalowany i użytkowany zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Ten monitor medyczny został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed zakłóceniami (interferencji). Monitor może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może zakłócać działanie innych urządzeń łączności radiowej. Nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli okaże się, że urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, wykonując jedną lub więcej z następujących czynności:

1. Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między monitorem medycznym a przedmiotem zakłóceń.
3. Podłącz monitor do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest ten obiekt.
4. Skorzystanie z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

POWIADOMIENIA DLA UŻYTKOWNIKA

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE FCC

Ten monitor medyczny generuje lub wykorzystuje energię o częstotliwości fali radiowych. Zmiany lub modyfikacje tego monitora medycznego mogą powodować szkodliwe zakłócenia, chyba że modyfikacje są wyraźnie zatwierdzone w instrukcji obsługi. Użytkownik może utracić uprawnienia do obsługi tego urządzenia, jeśli dokonana zostanie nieautoryzowana zmiana lub modyfikacja.

ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU

Wydajność paneli może ulec pogorszeniu w dłuższym okresie czasu. Należy okresowo sprawdzać, czy monitor działa prawidłowo. Przewidywany okres użytkowania urządzenia wynosi cztery lata. Utrzymuj monitor w czystości, aby przedłużyć jego żywotność.

1. Wytyczne i Deklaracja producenta - Emisja elektromagnetyczna

Monitor medyczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że medyczny monitor jest eksploatowany w takim środowisku.		
Pomiary emisji zakłóceń	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Emisja RF zgodnie z CISPR 11	Zgodność z Grupą 1	Charakterystyka tego urządzenia określona przez nadawanie pozwala na jego przemysłowe i szpitalne zastosowanie (CISPR 11, Klasa A). W przypadku stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (dla których norma CISPR 11 wymaga zwykle klasy B) urządzenie to może nie zapewniać odpowiedniej ochrony usług radiowych. Użytkownik musi, jeśli to konieczne, podjąć działania naprawcze, takie jak wdrożenie lub zmiana orientacji urządzenia.
Emisja RF zgodnie z CISPR 11	Zgodność z Grupą 2	
Emisja oscylacji harmonicznych zgodnie z IEC 61000-3-2	Zgodność z Klasą A	
Emisja wahań napięcia/migotania zgodnie z IEC 61000-3-3	Zgodność	


2. Do stosowania urządzeń ME w profesjonalnych placówkach służby zdrowia. Wytyczne i Deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna

Monitor medyczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik monitora medycznego powinien zapewnić, że jest on używany w takim otoczeniu.		
Test odporności na zakłócenia	IEC 60601-1-2:2014 poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Elektrostatyczne wyładowanie (ESD) zgodnie z IEC 61000-4-2	Zgodność ± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV wyładowanie kontaktowe ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV wydatek powietrza	Podłogi powinny być drewniane, z betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna musi wynosić co najmniej 30%
Gwałtowne przejściowe zakłócenia/wybuchy elektryczne wg. IEC 61000-4-4	Zgodność ± 2 kV dla głównych linii ± 1 kV dla linii wejścia/wyjścia	Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać jakości typowego środowiska biznesowego lub szpitalnego.
Udar zgodnie z IEC 61000-4-5	Zgodność ± 1 kV napięcia rozciągani i ściskania ± 2 kV napięcie wspólne	Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać jakości typowego środowiska biznesowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahaniami w dostawie prądu wg. IEC 61000-4-11	0% U_T^* ; 0,5 cyklu At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 0% U_T ; 1 cykl i 70% U_T ; 25/30 cykli Pojedyncza faza: przy 0° 0% U_T ; 250/300 cykli	Jakość głównej linii zasilania powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jeżeli użytkownik urządzenia wymaga ciągłego działania nawet w przypadku przerw w dostawie prądu, zaleca się, aby urządzenie było zasilane z sieci, w której nie występują przerwy.
*Uwaga: U_T to napięcie przemiennie sieci zasilającej przed zastosowaniem poziomów probierczych.		

3. Do stosowania urządzeń ME w profesjonalnych placówkach służby zdrowia. Specyfikacja badania odporności portów zewnętrznych na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne RF (zgodnie z IEC 60601-1-2:2014)

Monitor medyczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik monitora medycznego powinien zapewnić, że jest on używany w takim otoczeniu.						
Częstotliwość testowa MHz	Pasmo MHz	Serwis	Modulacja	Maksymalne zasilanie W	Odległość m	BADANIE ODPORNOŚCI (TEST) V/m
385	380 do 390	TETRA 400	Pulse modulation 18 Hz	1.8	1.0	27
450	430 do 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz skok ± 1 kHz fala sinusoidalna	2	1.0	28
710	704 do 787	Pasmo 13, 17	Pulse modulation 217 Hz	0.2	1.0	9
745						
780						
810	800 do 960	GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	2	1.0	28
870						
930						
1720	1700 do 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1,3, 4, 25 UMTS	Pulse modulation 217 Hz	2	1.0	28
1845						
1970						
2450	2400 do 2570	Bluetooth, WLAN 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	2	1.0	28
5240	5100 do 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation 217 Hz	0.2	1.0	9
5500						
5785						
*Uwaga: Jeśli jest to konieczne do osiągnięcia POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość pomiędzy anteną nadawczą a medycznym monitorem może być zmniejszona do 1 m. Odległość testowa 1 m jest dozwolona przez IEC 61000-4-3.						

4. Wytyczne i deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna - dla urządzeń i systemów, które nie podtrzymują życia

Monitor medyczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik monitora medycznego powinien zapewnić, że jest on używany w takim otoczeniu.			
Testy odporności na zakłócenia	IEC 60601-1-2:2014 poziom testu	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
<p>Przewodzone fale RF</p> <p>Zakłócenia zgodne z IEC 61000-4-6</p> <p>Promieniowanie RF</p> <p>zakłócenia zgodne z IEC 61 000-4-3</p>	<p>3 V rms</p> <p>150 kHz do < 80 MHz</p> <p>3 V/m</p> <p>80 MHz do 2,5 GHz</p>	<p>3 V eff</p> <p>3 V/m</p>	<p>Przenośne i mobilne urządzenia łączności RF nie powinny być używane bliżej jakiegokolwiek części monitora medycznego, w tym przewodów, niż zalecana odległość separacji obliczona na podstawie równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika.</p> <p>Zalecana odległość separacji:</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ <p>Gdzie P jest mocą nominalną nadajnika w watach [W] zgodnie z informacjami podanymi przez producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością separacji w metrach [m].</p> <p>Natężenie pola elektromagnetycznego nadajników stacjonarnych dla wszystkich częstotliwości na terenie a powinno być, zgodnie z badaniem, mniejsze niż poziom zgodności b.</p> $d = 1.2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz to < 800 MHz</p> $d = 2.3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz do 2.5 GHz</p> <p>W pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem mogą wystąpić zakłócenia:</p> 
<p>Uwaga: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację wielkości elektromagnetycznych mają wpływ pochłanianie i odbicia od budynków, obiektów i osób.</p>			
<p>A Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów komórkowych i stacjonarnych radiotelefonów przenośnych, radio amatorskie, audycje radiowe AM i FM oraz audycje telewizyjne nie mogą być przewidywane teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne nadajników stacjonarnych, należy rozważyć przeprowadzenie badań terenowych. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym urządzenie jest używane, przekracza powyższe poziomy zgodności, należy sprawdzić czy urządzenie działa normalnie. W przypadku zaobserwowania nietypowej pracy, konieczne może być podjęcie dodatkowych działań, takich jak zmiana orientacji lub inne umiejscowienie urządzenia.</p> <p>B W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.</p>			


5. Zalecana odległość separacji pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami łączności RF i tym monitorem medycznym

Monitor medyczny jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia RF są kontrolowane. Użytkownik urządzenia może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajniki) a urządzeniem - jako funkcji mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego, jak pokazano poniżej.

Moc nominalna nadajnika [W]	Odległość separacji [m] zgodna z częstotliwością nadajnika		
	150kHz to < 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to < 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz do 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecana odległość separacji d metrach (m) może być oszacowana przy użyciu równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach) według producenta nadajnika.





Podłączanie głównego źródła zasilania



Monitor	Maksymalna długość kabla przedłużającego DC* (stopy)
FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG	75
FM-F2701D, FM-F2701DG, , FM-F3101D, FM-F3101DG	25





* W przypadku użycia dłuższego przedłużacza istnieje ryzyko nieprawidłowego działania produktu.

Akcesoria

Pozycja	IFU	AC-DC Adapter 6,23ft/1,9m	Przewód zasilający AC (Power Cord) 6ft/1,8m*	Kabel HDMI	Kabel DVI-D	Przewód portu wyswietlacza - DisplayPort	Kabel SDI BNC x 4	Śruby montażowe
 27" FM-A2701D 27" FM-A2701DS	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
 27" FM-B2702D 27" FM-B2702DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
 27" FM-E2701D 27" FM-E2701DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■
 27" FM-E2701DT 27" FM-E2701DGT W zestawie kabel dotykowy USB-B.	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■



* US,UK,UE, Chiny. Klasa szpitalna Hospital Grade.

Akcesoria


Pozycja	IFU	AC-DC Adapter 6,23ft/1,9m	Przewód zasilający AC (Power Cord) 6ft/1,8m*	Kabel HDMI	Kabel DVI-D	Przewód portu wyswietlacza - DisplayPort	Kabel SDI BNC x 4	Sruby montażowe
 27" FM-F2701D 27" FM-F2701DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■
 31" FM-F3101D 31" FM-F3101DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■ x1	■ ■
 31" FS-P3102D 31" FS-P3102DS, 31" FS-P3102DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
 32" FM-E3203D 32" FM-E3203DG	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■

* US,UK,UE, Chiny. Klasa szpitalna Hospital Grade.


FM-A2701D




FM-A2701DS




FM-B2702D




FM-B2702DG




FM-E2701D





FM-E2701D




FM-E2701DG






FM-E2701DT




FM-E2701DGT






FM-F2701D




FM-F2701DG





FM-F3101D




FM-F3101DG




FS-P3102D





FS-P3102DS




FS-P3102DG



FM-E3203D











FM-E3203DG



Sterowanie

Wyświetlacz ekranowy (OSD)

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG









<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij to, aby zmniejszyć ustawienie wybranej funkcji.</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij to, aby przesunąć wybór pozycji z menu w dół.</p>	<p>Naciśnij, aby włączyć funkcję PIP "obraz w obrazie". (Picture in Picture). Niedostępne, gdy włączona jest funkcja Smart Input.</p>	<p>Naciśnij, aby włączyć/ wyłączyć zasilanie na przednim ekranie wyświetlacza. Jeśli ikona nie świeci, to znaczy, że wyłącznik zasilania z tyłu wyświetlacza został wyłączony (off).</p>
 INPUT	 MINUS	 PLUS	 DOWN
<p>Naciśnij, aby wyświetlić menu - Wybór wejścia i aby zmienić źródło wyświetlania sygnału. Naciśnij UP lub DOWN, a następnie naciśnij PLUS, aby wybrać żądane źródło.</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij, aby wejść do podmenu, lub zwiększyć dopasowanie wybranej funkcji.</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij, aby przesunąć wybór menu w górę.</p>	<p>Naciśnij, aby aktywować menu OSD. Gdy menu OSD jest aktywne, naciśnij, aby wyjść z menu głównego lub podmenu.</p>
		<p>Naciśnij równocześnie przycisk PLUS (w górę) i UP, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady przycisków.</p>	
		 UP	 PIP
			 MENU
			 POWER

Sterowanie

Wyświetlacz ekranowy (OSD)

FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG



<p>Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie na przednim ekranie wyświetlacza. Wskaźnik LED: wyłączony = normalna praca, włączony = wyłączony monitor.</p> <p>Jeśli ikona nie świeci, to znaczy, że wyłącznik zasilania z tyłu wyświetlacza został wyłączony (off).</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij to, aby zmniejszyć ustawienie wybranej funkcji.</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij to, aby przesunąć wybór pozycji z menu w dół.</p>	<p>Naciśnij, aby włączyć funkcję PIP „obraz w obrazie”. (Picture in Picture).</p> <p>Niedostępne, gdy włączona jest funkcja Smart Input.</p>				
 <p>POWER</p>	 <p>INPUT</p>	 <p>MINUS</p>	 <p>PLUS</p>	 <p>DOWN</p>	 <p>UP</p>	 <p>PIP</p>	 <p>MENU</p>
<p>Naciśnij, aby wyświetlić menu - Wybór wejścia i aby zmienić źródło wyświetlania sygnału.</p> <p>Naciśnij UP lub DOWN, a następnie naciśnij PLUS, aby wybrać żądane źródło.</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij, aby wejść do podmenu, lub zwiększyć dopasowanie wybranej funkcji.</p>	<p>Po zaktywowaniu menu OSD, naciśnij, aby przesunąć wybór menu w górę.</p>	<p>Naciśnij, aby aktywować menu OSD.</p> <p>Gdy menu OSD jest aktywne, naciśnij, aby wyjść z menu głównego lub podmenu.</p>				
<p>Naciśnij równocześnie przycisk PLUS (w górę) i UP, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady przycisków.</p>							

Menu ekranu dotykowego (OSD)

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Monitory FSN są wyposażone w bogaty zestaw funkcji do ustawienia systemu, korekty obrazu i kontroli układu ekranu. Funkcje te są zarządzane przez ekran dotykowy lub OSD. Niektóre opcje przedstawione w menu OSD są kontekstowe i różnią się w zależności od aktywnego sygnału wejściowego. Pełny opis każdego przycisku OSD znajduje się w sekcji Elementy sterujące.

1. Wejść w menu OSD

Aby zaktywować menu OSD, naciśnij przycisk MENU z przodu monitora. Aby zamknąć menu OSD, naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z menu głównego lub podmenu.



2. Wybierz kategorię menu głównego

Po wejściu do OSD, użyj przycisków UP (w górę) ▲ i DOWN (w dół) ▼ z przodu ekranu monitora, aby przejść do kategorii menu głównego: PICTURE, COLOR, ADVANCED, SETUP lub LAYOUT.

3. Wybierz kategorię podmenu

Po wprowadzeniu żądanej kategorii menu głównego, naciśnij przycisk +, aby wejść do podmenu związanego z wybranym menu głównym. Użyj przycisków UP (w górę) ▲ i DOWN (w dół) ▼, aby przejść dożądanego podmenu, a następnie dostosuj je w razie potrzeby za pomocą przycisków + i -. Wybierz przycisk MENU, aby wyjść z podmenu lub menu głównego.



Podmenu w menu PICTURE

1. BRIGHTNESS (JASNOŚĆ) Zwiększa lub zmniejsza jasność. (Zakres: 0~100)
2. CONTRAST (KONTRAST) Zwiększa lub zmniejsza kontrast. (Zakres: 0~100)
3. SATURATION (NASYCENIE) Zwiększa lub zmniejsza nasycenie. (Zakres: 0~100)
4. SHARPNESS (OSTROŚĆ) Zwiększa lub zmniejsza ostrość. (Zakres: 0~4)
5. VIVIDNESS (WYRAZISTOŚĆ) Ustawienie wyrazistości obrazu. (Off, Low, Mid, High) Poprawia jakość obrazu przy minimalnych efektach sztucznych.
6. VIDEO RANGE Wybór ustawień zakresu video. (0~255, 16~235, lub AUTO)
0~255: dla ustawień formatu RGB.
16~236: dla ustawień formatu YUV.
AUTO: automatyczna zmiana na 0~255 dla formatu RGB, lub na 16~235 dla formatu YUV.

Menu ekranu dotykowego (OSD)



Podmenu w menu COLOR

1. **GAMMA** Wybierz odpowiednią wartość gamma. (BYPASS,1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM). Gamma nie może być zmieniona, gdy przestrzeń kolorów to BT.709.
2. **COLOR SPACE** (Przestrzeń kolorów) Wybierz ustawienie przestrzeni kolorów. (NATIVE, BT.709, BT.2020, or AUTO)
NATIVE: dla natywnych ustawień kolorów.
BT.709: dla ustawień sygnału HD.
BT.2020: dla ustawień sygnału UHD.
AUTO: automatyczna zmiana na BT.2020 dla UHD, lub BT.709 dla sygnału HD.
3. **COLOR MODE** (TRYB KOLORU) Zmienia ustawienia koloru obrazu. (C1, C2, C3, USER)
4. **CZERWONY** Balans czerwieni. (Działa tylko w trybie USER) (Zakres: 0~100)
5. **ZIELONY** Balans zieleni. (Działa tylko w trybie USER) (Zakres: 0~100)
6. **NIEBIESKI** Balans niebieskiego. (Działa tylko w trybie USER) (Zakres: 0~100)



Podmenu w menu ADVANCED

1. **ASPECT RATIO** Zmienia współczynnik proporcji wyświetlanego obrazu. (Full, Auto, Fill-H)
2. **OVER SCAN** Umożliwia regulację wyświetlanego rozmiaru. (0~6)
3. **FREEZE** Utrzymuje obraz w bezruchu.
4. **ROTATE/MIRROR** Zmienia kierunek wyświetlanego obrazu. (Normal, 180, H-Mirror, V-Mirror)
5. **SMART INPUT** Umożliwia automatyczne przełączenie na źródło zapasowe, gdy główne źródło jest wyłączone.
6. **SMART MAIN** Gdy wejście smart jest włączone, źródło prądu jest zmieniane na źródło główne.
7. **SMART 2ND** Gdy włączone jest wejście smart, źródło zapasowe jest ustawione na 2. źródło.



Podmenu w menu SETUP

1. **LANGUAGE (JĘZYK)** Zmienia język OSD. (10 języków)
2. **OSD OVERLAY** Umożliwia regulację przezroczystości menu ekranowego.
3. **OSD POSITION** Zmienia pozycję OSD. (9 Pozycji)
4. **OSD MENU TIME** Umożliwia regulację czasu, przez jaki menu OSD jest wyświetlane na ekranie. (zakres: 10~60 sekund)
5. **BACKLIGHT** Zwiększa lub zmniejsza natężenie podświetlenia. (Zakres: 0~100)
6. **POWER ON DC5V** Włącza lub wyłącza wyjście DC5V.
7. **RESET** Zmienia wszystkie wartości OSD na domyślne ustawienia fabryczne.



Podmenu w menu LAYOUT - Single

1. **LAYOUT** Zmienia układ obrazu. (SINGLE, PBP, PIP)

Podmenu w menu LAYOUT - PBP

1. **LAYOUT** Zmienia układ obrazu. (SINGLE, PBP, PIP)
2. **WINDOW SELECT** Wybiera aktywne okno podczas PBP lub PIP.
3. **INPUT SWAP** Zamiana pozycji obrazu głównego i dodatkowego.

Podmenu w menu LAYOUT - PIP

1. **LAYOUT** Zmienia układ obrazu. (SINGLE, PBP, PIP)
2. **WINDOW SELECT** Wybiera aktywne okno podczas PBP lub PIP.
3. **INPUT SWAP** Zamiana pozycji obrazu głównego i dodatkowego.
4. **PIP SIZE** Zmienia rozmiar PIP. (zakres: 0~10)
5. **PIP POSITION** Zmienia pozycję PIP. (L-Top, R-Top, Mid, L-Bot, R-Bot)
6. **PIP OVERLAY** Zmiana przezroczystości obrazu PIP. (zakres: 0~8)

Menu ekranu dotykowego (OSD)

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D, FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Monitory FSN są wyposażone w bogaty zestaw funkcji do ustawienia systemu, korekty obrazu i kontroli układu ekranu. Funkcje te są zarządzane przez ekran dotykowy lub OSD. Niektóre opcje przedstawione w menu OSD są kontekstowe i różnią się w zależności od aktywnego sygnału wejściowego. Pełny opis każdego przycisku OSD znajduje się w sekcji Elementy sterujące.

1. Wejść w menu OSD

Aby zaktywować menu OSD, naciśnij przycisk MENU z przodu monitora. Aby zamknąć menu OSD, naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z menu głównego lub podmenu.




2. Wybierz kategorię menu głównego

Po wejściu do OSD, użyj przycisków UP (w górę) **▲** i DOWN (w dół) **▼** z przodu ekranu monitora, aby przejść do kategorii menu głównego: PICTURE, COLOR, ADVANCED, SETUP, LAYOUT.

3. Wybierz kategorię podmenu

Po wprowadzeniu żądanej kategorii menu głównego, naciśnij przycisk **+**, aby wejść do podmenu związanego z wybranym menu głównym. Użyj przycisków UP (w górę) **▲** i DOWN (w dół) **▼**, aby przejść do żądanego podmenu, a następnie dostosuj je w razie potrzeby za pomocą przycisków **+** i **-**. Wybierz przycisk MENU, aby wyjść z podmenu lub menu głównego.

Menu ekranu dotykowego (OSD)



Podmenu w menu PICTURE

1. BRIGHTNESS (JASNOŚĆ) Zwiększa lub zmniejsza jasność. (Zakres: 0~100)
2. CONTRAST (KONTRAST) Zwiększa lub zmniejsza kontrast. (Zakres: 0~100)
3. SATURATION (NASYCENIE) Zwiększa lub zmniejsza nasycenie. (Zakres: 0~100)
4. HUE Zwiększa lub zmniejsza poziom fazy. (Zakres: 0~100)
5. SHARPNESS (OSTROŚĆ) Zwiększa lub zmniejsza ostrość. (Zakres: 0~10)
6. VIVIDNESS (WYRAZISTOŚĆ) Ustawienie wyrazistości obrazu. (Off, Low, Mid, High) Poprawia jakość obrazu przy minimalnych efektach sztucznych. Funkcja Vividness działa, gdy zakres video jest ustawiony na 0~255.
7. VIDEO RANGE Wybór ustawień zakresu video. (0~255, 16~235, lub AUTO)
AUTO: automatyczna zmiana na 0~255 dla formatu RGB, lub na 16~235 dla innych formatów.
8. TRYB HDR Wybierz tryb HDR. (Wyłączone, PQ, HLG)
Gdy tryb HDR MODE jest ustawiony na PQ, a sygnał wejściowy odpowiada HDR10, gamma jest automatycznie ustawiana na PQ (EOTF). Gdy TRYB HDR jest ustawiony na HLG, gamma jest ustawiona na HLG.

Menu ekranu dotykowego (OSD)



Podmenu w menu COLOR

1. GAMMA Wybierz odpowiednią wartość gamma. (1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, BYPASS, PQ(EOTF), HLG). Użytkownik może wybrać tylko od 1.8 do BYPASS. W zależności od trybu HDR ustawiana jest odpowiednia gamma (PQ lub HLG).
2. COLOR SPACE (Przestrzeń kolorów) Wybierz ustawienie przestrzeni kolorów. (NATIVE, BT.709, BT.2020, lub AUTO) AUTO: Gdy rozdzielczość wejściowa to 4K, ustawia przestrzeń kolorów na BT.709 lub BT.2020 w zależności od informacji kolorymetrycznych. Mniej niż 4K, ustawia przestrzeń kolorów na BT.709.
3. COLOR MODE (TRYB KOLORU) Zmienia ustawienia koloru obrazu. (C1, C2, C3, USER)
4. CZERWONY Balans czerwieni. (Działa tylko w trybie USER) (Zakres: 0~255)
5. ZIELONY Balans zieleni. (Działa tylko w trybie USER) (Zakres: 0~255)
6. NIEBIESKI Balans niebieskiego. (Działa tylko w trybie USER) (Zakres: 0~255)



Podmenu w menu ADVANCED

1. ASPECT RATIO Zmienia współczynnik proporcji wyświetlanego obrazu. (Full, Auto, FILL H, 4:3, 5:4, 16:9, 1:1)
2. OVER SCAN Umożliwia regulację wyświetlanego rozmiaru. (0~10)
3. IMAGE PRESET Zmienia ustawienia obrazu. (Ustawienia własne 1~5)
4. FREEZE Utrzymuje obraz w bezruchu.
5. ROTATE/MIRROR Zmienia kierunek wyświetlanego obrazu. (Normal, 90, 180, 270, H-Mirror, V-Mirror)
6. SMART INPUT* Umożliwia automatyczne przełączenie na źródło zapasowe, gdy główne źródło jest wyłączone.
7. SMART MAIN* Gdy wejście smart jest włączone, źródło prądu jest zmieniane na źródło główne.
8. SMART 2ND* Gdy włączone jest wejście smart, źródło zapasowe jest ustawione na 2. źródło.
* Do użytku tylko w trybie pojedynczego układu.



Podmenu w menu SETUP

1. LANGUAGE (JĘZYK) Zmienia język OSD. (10 języków)
2. OSD OVERLAY Umożliwia regulację przezroczystości menu ekranowego.
3. OSD POSITION Zmienia pozycję OSD. (9 Pozycji)
4. OSD MENU TIME Umożliwia regulację czasu, przez jaki menu OSD jest wyświetlane na ekranie. (zakres: 10~60 sekund)
5. OSD LOCK Ustala blokadę OSD. Aby odblokować, wciśnij przycisk PLUS oraz UP.
6. BACKLIGHT Zwiększa lub zmniejsza natężenie podświetlenia. (Zakres: 0~100)
7. POWER ON DC5V Włącza lub wyłącza wyjście DC5V.
8. RESET Zmienia wszystkie wartości OSD na domyślne ustawienia fabryczne.



Podmenu w menu LAYOUT - Single

1. LAYOUT Zmienia układ obrazu. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)

Podmenu w menu LAYOUT - PIP

1. LAYOUT Zmienia układ obrazu. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE
3. WINDOW SELECT Wybór aktywnego okna.
4. INPUT SWAP Zamiana pozycji obrazu głównego i dodatkowego.
5. PIP SIZE Zmienia rozmiar PIP.
6. PIP POSITION Zmienia pozycję PIP. (L-Top, R-Top, Mid, L-Bot, R-Bot)

Podmenu w menu LAYOUT - PBP

1. LAYOUT Zmienia układ obrazu. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Zmienia tryb układu. (Tryb1, Tryb 2, Tryb 3)
3. WINDOW SELECT Wybór aktywnego okna.
4. INPUT SWAP Zamiana pozycji obrazu głównego i dodatkowego.

Podmenu w menu LAYOUT - Triple

1. LAYOUT Zmienia układ obrazu. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Zmienia tryb układu. (Tryb1, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4)
3. WINDOW SELECT Wybór aktywnego okna.


Podmenu w menu LAYOUT - Quad

1. LAYOUT Zmienia układ obrazu. (Single, PIP, PBP, Triple, Quad)
2. MODE Zmienia tryb układu. (Tryb1, Tryb 2, Tryb 3, Tryb 4, Tryb 5)
3. WINDOW SELECT Wybór aktywnego okna.


Układ okien

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D,
FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG


Pojedyncze okno



Obraz w obrazie (PIP)




Obraz po obrazie (PBP)




Kompatybilność źródeł SDI

3G-SDI Single (1080p 60Hz)



3G-SDI 2-SI




3G-SDI Quad



Dla ustawienia widoku Quad SDI, każdy łącznik powinien odpowiadać czterem obszarom obrazu, jak pokazano powyżej.

12G-SDI Single (2160p 60Hz)



Dla ustawienia pojedynczego widoku SDI, użyj menu INPUT, aby wybrać, które źródło SDI powinno być aktywowane.


Układ okien

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Pojedyncze okno



Obraz w obrazie (PIP)




Obraz po obrazie (PBP)



Tryb 1




Tryb 2




Tryb 3


Triple




Tryb 1



Tryb 2



Tryb 3




Tryb 4


Układ okien

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG


Quad



Tryb 1



Tryb 2



Tryb 3



Tryb 4



Tryb 5

Standardowa tabela sygnałów

FM-A2701D, FM-A2701DS, FM-B2702D, FM-B2702DG, FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG, FM-E3203D, FM-E3203DG

Rozdzielczość	Informacje o synchronizacji (Timing)			Źródło sygnału			
	H-Freq (KHz)	V-Freq (Hz)	Zegar - Clock (MHz)	DP	HDMI	DVI	SDI
800 x 600 @56Hz	35.16	56.25	36.00	•	•	•	
800 x 600 @60Hz	37.88	60.32	40.00	•	•	•	
800 x 600 @72Hz	48.08	72.19	50.00	•	•	•	
800 x 600 @75Hz	46.88	75.00	49,50	•	•	•	
800 x 600 @85Hz	53.67	85.06	56.25	•	•	•	
1024 x 768 @60Hz	48.36	60.00	65.00	•	•	•	
1024 x 768 @70Hz	56.48	70.07	75.00	•	•	•	
1024 x 768 @75Hz	60.02	75.03	78.75	•	•	•	
1024 x 768 @85Hz	68.68	85.00	94.50	•	•	•	
1152 x 864 @75Hz	67.50	75.00	108.00	•	•	•	
1280 x 960 @60Hz	60.00	60.00	108.00	•	•	•	
1280 x 960 @85Hz	85.94	85.00	148.50	•	•	•	
1280 x 1024 @60Hz	63.98	60.02	108.50	•	•	•	
1280 x 1024 @75Hz	79.98	75.02	135.00	•	•	•	
1280 x 1024 @85Hz	91.15	85.02	157,50	•	•	•	
720p @50Hz	37.50	50.00	74.25	•	•	•	•
720p @59,94Hz	44.96	59.94	74.176	•	•	•	•
720p @60Hz	45.00	60.00	74.25	•	•	•	•
1080i @50Hz	28.13	50.00	74.25				•
1080i @59,94Hz	33.72	59.94	74.167				•
1080P @50Hz	56.25	50.00	148.50	•	•	•	•
1080P @59,94Hz	67.43	59.94	148.352	•	•	•	•
1080P @60Hz	67.50	60.00	148.50	•	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133.29	59.99	277.25	•	•		
3840 x 2160 @30Hz	67.50	30.00	297.00	•	•		• ¹
3840x2160 @50Hz	112.50	50.00	594.00	•	•		• ²
3840 x 2160 @59,94Hz	134.87	59.94	593.407	•	•		• ²
3840 x 2160 @60Hz	135.00	60.00	594.00	•	•		• ²

Dodatkowe dla FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG

4096 x 2160 @30Hz	67.50	30.00	297.00	•	•		
4096 x 2160 @50Hz	112.50	50.00	594.00	•	•		• ²
4096 x 2160 @59,94Hz	134.87	59.94	593.407	•	•		• ²
4096 x 2160 @60Hz	135.00	60.00	594.00	•	•		• ²

¹ Dodatkowe dla FM-B2702DG, FM-E3203DG.

² Tylko podział na kwadranty SDI i 2 próbki w trybie podziału międzyliniowego.

Standardowa tabela sygnałów

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT, FM-F2701D,
FM-F2701DG, FM-F3101D, FM-F3101DG

Rozdzielczość	Informacje o synchronizacji (Timing)			Źródło sygnału		
	H-Freq (KHz)	V-Freq (Hz)	Zegar - Clock (MHz)	DP	HDMI	SDI
800 x 600 @56Hz	35.16	56.25	36.00	•	•	
800 x 600 @60Hz	37.88	60.32	40.00	•	•	
800 x 600 @72Hz	48.08	72.19	50.00	•	•	
800 x 600 @75Hz	46.88	75.00	49.50	•	•	
800 x 600 @85Hz	53.67	85.06	56.25	•	•	
1024 x 768 @60Hz	48.36	60.00	65.00	•	•	
1024 x 768 @70Hz	56.48	70.07	75.00	•	•	
1024 x 768 @75Hz	60.02	75.03	78.75	•	•	
1024 x 768 @85Hz	68.68	85.00	94.50	•	•	
1152 x 864 @75Hz	67.50	75.00	108.00	•	•	
1280 x 960 @60Hz	60.00	60.00	108.00	•	•	
1280 x 960 @85Hz	85.94	85.00	148.50	•	•	
1280 x 1024 @60Hz	63.98	60.02	108.50	•	•	
1280 x 1024 @75Hz	79.98	75.02	135.00	•	•	
1280 x 1024 @85Hz	91.15	85.02	157.50	•	•	
720p @50Hz	37.50	50.00	74.25	•	•	•
720p @59.94	44.96	59.94	74.176	•	•	•
720p @60Hz	45.00	60.00	74.25	•	•	•
1080i @50Hz	28.13	50.00	74.25	•	•	•
1080i @59.94Hz	33.72	59.94	74.167	•	•	•
1080P @50Hz	56.25	50.00	148.50	•	•	•
1080P @59.94Hz	67.43	59.94	148.352	•	•	•
1080P @60Hz	67.50	60.00	148.50	•	•	•
1920 x 2160 @60Hz	133.29	59.99	277.25	•	•	•
3840 x 2160 @30Hz	67.50	30.00	297.00	•	•	•
3840 x 2160 @59.94Hz	134.87	59.94	593.407	•	•	•
3840 x 2160 @60Hz	135.00	60.00	594.00	•	•	•

Dane techniczne

FM-A2701D, FM-A2701DS

Pozycja		Opis
Panel		27 cali TFT LCD (LED)
Rozdzielczość		3840 x 2160 pixeli
Współczynnik proporcji		16 : 9
Obszar aktywny		596.74 (H)mm x 335.66 (V)mm
Podziałka piksela (mm)		0.1554 x 0.1554
Czas reakcji (typowy)		14 ms (szarość do szarości)
Liczba kolorów		1.07 biliona
Jasność (typowa)		800 cd/m ²
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020
Współczynnik kontrastu (typowy)		1000 : 1
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sygnał wejściowy (Input Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G) dostępne z FM-A2701DS
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x DVI (pojedynczy link) 1 x DP 1.2 (SST) 4 x SDI (3G) dostępne z FM-A2701DS
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Pobór mocy		FM-A2701D 90W max FM-A2701DS 110W max
Opóźnienie (typowe)		2 ms
Wymiary urządzenia		658,8(S) x 426(W) x 60(G) mm 25.94(S) x 16.77(W) x 2.36(G) (cal)
Wymiary opakowania		755,65(S) x 654.05(W) x 234.95(G) mm 29.75(S) x 25.75(W) x 9.25(G) (cal)
Klasa IP		IP31 - całkowity
Waga	FM-A2701D	8,18 kg, 18.03 lbs. (monitor z pokrywą) 13,19 kg, 29.08 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-A2701DS	8,8 kg, 19.4 lbs. (monitor z pokrywą) 13,81 kg, 30.45 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Dane techniczne

FM-B2702D, FM-B2702DG

Pozycja		Opis
Panel		27 cali TFT LCD (LED)
Rozdzielczość		3840 x 2160 pixeli
Współczynnik proporcji		16 : 9
Obszar aktywny		596.74 (H)mm x 335.66 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0.1554 x 0.1554
Czas reakcji (typowy)		11 ms (czas narastania)
Liczba kolorów		1.07 biliona
Jasność (typowa)		800 cd/m ²
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020
Współczynnik kontrastu (typowy)		1400 : 1
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sygnał wejściowy (Input Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) dostępne na FM-B2702DG
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) dostępne na FM-B2702DG
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Pobór mocy		FM-B2702D 85W FM-B2702DG 100W
Opóźnienie (typowe)		2 ms
Wymiary urządzenia		673(S) x 425(W) x 75.2(G) mm 26.50(S) x 16.73(W) x 2.96(G) (cal)
Wymiary opakowania		755,65(S) x 654.05(W) x 234.95(G) mm 29.75(S) x 25.75(W) x 9.25(G) (cal)
Klasa IP		IP33 - całkowity
Waga	FM-B2702D	8,73 kg, 19.25 lbs. (monitor z pokrywą) 13,45 kg, 29.65 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-B2702DG	9,2 kg, 20.28 lbs. (monitor z pokrywą) 14,1 kg, 31.09 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Dane techniczne

FM-E2701D, FM-E2701DG, FM-E2701DT, FM-E2701DGT

Pozycja		Opis	
Panel		27 cali TFT LCD (LED)	
Rozdzielczość		3840 x 2160 pixeli	
Obszar aktywny		596.16 (H)mm x 335.34 (V)mm	
Ekran dotykowy (FM-E2701DT, DGT)		Przewidywany pojemnościowy USB	
Pixel Pitch (mm)		0.15525 x 0.15525	
Czas reakcji (typowy)		16 ms (czas wznoszenia + opadania)	
Układ pikseli		Pionowe paski RGB	
Liczba kolorów		1.07 biliona	
Jasność (typowa)		700 cd/m ² (FM-E2701D, FM-E2701DG) 600 cd/m ² (FM-E2701DT, FM-E2701DGT)	
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020	
Współczynnik kontrastu (typowy)		1000 : 1	
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa (FM-E2701DG)	
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°	
Sygnał wejściowy (Input Signal)		2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) dostępne na FM-E2701DG, FM-E2701DGT	
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) dostępne na FM-E2701DG, FM-E2701DGT	
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)	
Moc wyjściowa		Wyjście DC (1x12V/2A, 1x5V/2A)	
Pobór mocy		110W max (FM-E2701D, FM-E2701DT) 130W max (FM-E2701DG, FM-E2701DGT)	
Opóźnienie (typowe)		1 ms	
Wymiary urządzenia	FM-E2701D	671(S) x 423(W) x 74.2(G) mm	
	FM-E2701DG	26.42(S) x 16.65(W) x 2.92(G) (cal)	
Wymiary opakowania	FM-E2701DT	673(S) x 425(W) x 75.2(G) mm	
	FM-E2701DGT	26.50(S) x 16.73(W) x 2.96(G) (cal)	
Wymiary opakowania		755,65(S) x 654.05(W) x 234.95(G) mm 29.75(S) x 25.75(W) x 9.25(G) (cal)	
Klasa IP		IP33 - całkowity	
Waga	FM-E2701D	9,17 kg, 20.21 lbs. (monitor z pokrywą)	13,7 kg, 30.2 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-E2701DG	9,40 kg, 20.72 lbs. (monitor z pokrywą)	14,1 kg, 31.08 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-E2701DT	8,75 kg, 19.29 lbs. (monitor z pokrywą)	13,5 kg, 31.30 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-E2701DGT	9,0 kg, 19.84 lbs. (monitor z pokrywą)	13,9 kg, 30.64 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Dane techniczne

Ekran dotykowy

Pozycja	Opis
Typ	Pojemnościowy ekran dotykowy z projekcją ITO
Napięcie robocze	5V
Przejrzystość	85%
Interfejs	USB (1.1)
Punkt dotyku	10 punktów

Obsługa systemu operacyjnego ekranu dotykowego

OS	Wersja
Windows	Windows 10 IOT / Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows 2000 / Windows XP
Win CE	Win Embedded Compact 2013 / Win Embedded Compact 7 / Win CE 6 / WinCE.Net
Linux	CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mandrake (Mandriva), Meego, Red Hat, Slackware, SuSE (OpenSuSE), Ubuntu (Xubuntu) and Yellow Dog etc. Wspiera większość wersji 32/64 bit Linux, w tym Kernel 2.4.x / 2.6.x / 3.x.x / 4.x.x
Android	Android 2.3 do 7
Mac	OS 9 do 10.12
QNX	RTOS V6.3 do V6.6

Dane techniczne

FM-F2701D, FM-F2701DG

Pozycja		Opis
Panel		27 cali OLED
Rozdzielczość		3840 x 2160 pixeli
Obszar aktywny		596.16 (H)mm x 335.34 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0.15525 x 0.15525
Czas reakcji (typowy)		0.1 ms (czas wznoszenia + opadania)
Układ pikseli		Pionowe paski RGB
Liczba kolorów		1.07 biliona
Jasność (typowa)		540 cd/m ²
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020
Współczynnik kontrastu (typowy)		1,000,000 : 1
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sygnał wejściowy (Input Signal)		2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) dostępne na FM-F2701DG
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) dostępne na FM-F2701DG
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Moc wyjściowa		Wyjście DC (1x12V/2A, 1x5V/2A)
Pobór mocy		120W max (FM-F2701D) 135W max (FM-F2701DG)
Opóźnienie (typowe)		1 ms
Wymiary urządzenia		654,8(S) x 401,2(W) x 54,9(G) mm 25.8(S) x 15.8(W) x 2.2(G) (cal)
Wymiary opakowania		860(S) x 780(W) x 200(G) mm 33.86(S) x 30.7(W) x 7.87(G) (cal)
Klasa IP		IP33 - całkowity
Waga	FM-F2701D	6,33 kg, 13.96 lbs. (monitor z pokrywą) 10,05 kg, 22.15 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-F2701DG	6,5 kg, 14.33 lbs. (monitor z pokrywą) 10,45 kg, 23.23 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Dane techniczne

FM-F3101D, FM-F3101DG

Pozycja		Opis
Panel		31.5 cali OLED
Rozdzielczość		3840 x 2160 pixeli
Obszar aktywny		697.92 (H)mm x 392.6 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0.18175 x 0.18175
Czas reakcji (typowy)		0.2 ms (czas wznoszenia + opadania)
Układ pikseli		Pionowe paski RGB
Liczba kolorów		1.07 biliona
Jasność (typowa)		540 cd/m ²
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020
Współczynnik kontrastu (typowy)		1,000,000 : 1
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sygnał wejściowy (Input Signal)		2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.4 (SST) 2 x SDI (3G, 12G) dostępne na FM-F3101DG
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x SDI (3G, 12G) dostępne na FM-F3101DG
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Moc wyjściowa		Wyjście DC (1x12V/2A, 1x5V/2A)
Pobór mocy		140W max (FM-F3101D) 155W max (FM-F3101DG)
Opóźnienie (typowe)		1 ms
Wymiary urządzenia		757(S) x 464(W) x 54,7(G) mm 29.8(S) x 18.27(W) x 2.15(G) (cal)
Wymiary opakowania		860(S) x 780(W) x 200(G) mm 33.86(S) x 30.7(W) x 7.87(G) (cal)
Klasa IP		IP33 - całkowity
Waga	FM-F3101D	9,06 kg, 19.97 lbs. (monitor z pokrywą) 13,91 kg, 30.67 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-F3101DG	9,23 kg, 20.35 lbs. (monitor z pokrywą) 14,13 kg, 31.15 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Dane techniczne

FS-P3102D, FS-P3102DS, FS-P3102DG

Pozycja		Opis
Panel		31 cali TFT LCD (LED)
Rozdzielczość		4096 x 2160 pixeli
Współczynnik proporcji		17 : 9
Obszar aktywny		697.958 (H)mm x 368.064 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0.1704 x 0.1704
Czas reakcji (typowy)		11 ms (czas narastania)
Liczba kolorów		1.07 biliona
Jasność (typowa)		350 cd/m ²
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020
Współczynnik kontrastu (typowy)		1500 : 1
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sygnał wejściowy (Input Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G) dostępne z FS-P3102DS 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) dostępne na FS-P3102DG
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G) dostępne z FS-P3102DS 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) dostępne na FS-P3102DG
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Pobór mocy		FS-P3102D 90W FS-P3102DS, FS-P3102DG 110W
Opóźnienie (typowe)		2 ms
Wymiary urządzenia		773,1(S) x 453.6(W) x 75.5(G) mm 30.44(S) x 17.86(W) x 2.97(G) (cal)
Wymiary opakowania		914,4(S) x 749.3(W) x 234.95(G) mm 36(S) x 29.5(W) x 9.25(G) (cal)
Klasa IP		IP33 - całkowity
Waga	FS-P3102D	10,62 kg, 23.41 lbs. (monitor z pokrywą) 16,46 kg, 36.29 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FS-P3102DS FS-P3102DG	11,24 kg, 24.78 lbs. (monitor z pokrywą) 17,34 kg, 38.23 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Dane techniczne

FM-E3203D, FM-E3203DG

Pozycja		Opis
Panel		32 cali TFT LCD (LED)
Rozdzielczość		3840 x 2160 pixeli
Współczynnik proporcji		16 : 9
Obszar aktywny		708.48 (H)mm x 398.82 (V)mm
Pixel Pitch (mm)		0.1845 x 0.1845
Czas reakcji (typowy)		8 ms (czas narastania)
Liczba kolorów		1.07 biliona
Jasność (typowa)		700 cd/m ²
Gamut		Kompatybilność BT.709 i BT.2020
Współczynnik kontrastu (typowy)		1350 : 1
Powierzchnia		Przeciwodblaskowa
Kąt widzenia (CR>10)		R/L 178°, U/D 178°
Sygnał wejściowy (Input Signal)		1 x HDMI 2.0 2 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) dostępne na FM-E3203DG
Sygnał wyjściowy (Output Signal)		1 x DP 1.2 (SST) 1 x DVI (pojedynczy link) 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) dostępne na FM-E3203DG
Zasilanie		Zasilacz AC/DC (AC 100~240V, DC 24V/6.6A)
Pobór mocy		FM-E3203D 105W max FM-E3203DG 125W max
Opóźnienie (typowe)		2 ms
Wymiary urządzenia		773(S) x 478(W) x 75.2(G) mm 30.43(S) x 18.82(W) x 2.96(G) (cal)
Wymiary opakowania		914,4(S) x 749.3(W) x 234.95(G) mm 36(S) x 29.5(W) x 9.25(G) (cal)
Klasa IP		IP33 - całkowity
Waga	FM-E3203D	11,56 kg, 25.49 lbs. (monitor z pokrywą) 16,83 kg, 37.10 lbs. (opakowanie wysyłkowe)
	FM-E3203DG	11,80 kg, 26.01 lbs. (monitor z pokrywą) 17,5 kg, 38.58 lbs. (opakowanie wysyłkowe)

Instrukcje czyszczenia



Przestrzegaj protokołu szpitalnego w zakresie obsługi krwi i płynów ustrojowych. Oczyść wyświetlacz rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody. Użyj miękkiego bawełnianego ręcznika lub wacika. Użycie niektórych detergentów może spowodować zniszczenia na etykietach i elementach z tworzywa sztucznego tego produktu. Skonsultuj się z producentem środka czyszczącego, aby sprawdzić, czy ten środek jest kompatybilny, zgodny z celem. Nie dopuszczaj do tego, aby ciecz dostała się do wnętrza wyświetlacza.

Przestrogi

- Należy uważać, aby nie uszkodzić ani nie zarysować filtra przedniego lub panelu.
- Nie używaj tkaniny wykonanej z materiału syntetycznego (poliester), ponieważ może to spowodować przebarwienie elektrostatyczne wyświetlacza.
- Należy przestrzegać protokołu szpitala w przypadku, gdy wyświetlacz musi zostać zdezynfekowany przed instalacją.

Filtr przedni

1. Usuń kurz za pomocą suchej, pozbawionej włókien, miękkiej bawełnianej szmatki.
2. Usuń odciski palców lub tłuszcz za pomocą niepozostawiającej włókien miękkiej bawełnianej szmatki, która jest lekko zwilżona zwykłą wodą lub delikatnym, komercyjnym produktem czyszczącym przeznaczonym do powlekania powierzchni szklanych.
3. Delikatnie wytrzyj suchą ściereczką bawełnianą.

Następujące produkty czyszczące zostały przebadane i zatwierdzone:

- Środek odkażający Misty Clear Lemon 10
- Płyn do szyb Bohle
- Płyn do szyb i powierzchni Zep Heavy-duty glass & all surface cleaner
- Klear Screen
- Screen TFT (Kontakt Chemie)
- Incidin Foam (Ecolab)
- Microzid
- Łagodny detergent
- Alkohol izopropylowy o stężeniu < 5%
- Wybielacz domowy (podchloryn sodu, roztwory 5,25% podchlorynu sodu rozcieńczony w wodzie w stężeniu pomiędzy 1:10 i 1:100)

Nie należy używać na filtrze przednim:

- Alkohol/rozpuszczalnik o wysokim stężeniu > 5%
- Silne zasady, silne rozpuszczalniki
- Kwas
- Detergenty z fluorem
- Detergenty z amoniakiem
- Detergenty z materiałami ściernymi
- Wełna stalowa
- Gąbka z materiałami ściernymi
- Stalowe ostrza
- Tkanina syntetyczna (poliester)
- Tkanina z włóknami stalowymi

Obudowa

1. Obudowę czyścić za pomocą miękkiej bawełnianej szmatki, lekko zwilżonej uznanym środkiem czyszczącym do sprzętu medycznego.
2. Powtarzaj tę czynność tylko z wodą.
3. Wytrzeć do sucha suchą szmatką.

Obudowa została przetestowana pod kątem odporności na następujące produkty:

- Gotowe do użycia środki czyszczące - Virex
- Środek odkażający Misty Clear Lemon 10
- Misty Uniwersalny środek czyszczący do dezynfekcji
- Misty Uniwersalny środek czyszczący do dezynfekcji II
- Płyn do szyb i powierzchni Zep
- Klear Screen
- Screen TFT (Kontakt Chemie)
- Incidin Foam (Ecolab)
- Microzid
- Łagodny detergent
- Alkohol izopropylowy o stężeniu < 5%
- Wybielacz domowy (podchloryn sodu, roztwory 5,25% podchlorynu sodu rozcieńczony w wodzie w stężeniu pomiędzy 1:10 i 1:100)
- Precyzyjny szpitalny środek do czyszczenia (pianka)

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Serwis

W celu uzyskania informacji o produkcie lub pomocy należy skontaktować się z odpowiednim działem obsługi klienta wymienionym poniżej.

Gwarancja

Jeden rok, na części i robociznę.

 Przedstawiciel WE

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Germany

Tel : +49(0)6196-887170



FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Germany

Tel. +49(0)6104-643980



FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Wielka Brytania

Tel. +44-(0)208-546-1047



FORESEESON KOREA

404B, PangyoInnovalley B, 253 Pangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 13486

Tel. +82(31)8018-0780 Fax. +82(31)8018-0786



FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Shanghai 200233

Tel: 86-21-6113-4188



FSN™

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2053 4/2021 Rev. - 12/2022

Specyfikacje mogą ulec zmiany bez konieczności informowania.



www.fsnmed.com