



FSN

Sistema de processamento de imagem

Instruções de utilização

IPS4000

Comutador e conversor de matriz de vídeo modular UHD.

Antes de ligar, utilizar ou ajustar este produto, leia atentamente e na íntegra este manual de instruções.

Português

Índice

| | |
|---|--------|
| Descrição do produto/utilização pretendida. | 3 |
| Definições dos símbolos | 4 |
| Avisos e precauções | 5,6 |
| Instruções de segurança. | 7-9 |
| Compatibilidade eletromagnética | 10-14 |
| Acessórios. | 15 |
| Configuração de amostra | 16 |
| Ligações. | 17, 18 |
| Funcionamento | 19-28 |
| Especificações | 29 |
| Temporizador | 30, 31 |
| Desenhos mecânicos. | 32 |
| Instruções de limpeza | 33 |

As especificações e informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



As instruções de utilização deste produto também estão disponíveis em formato eletrónico (eIFU). Escolha entre vários idiomas. Utilize o software Adobe Acrobat para visualizar eIFU. Aceda aos eIFU online em: fsnmed.com/support/eifu/

Descrição do produto/utilização pretendida



O modelo IPS4000 é a próxima geração de processamento e controlo de imagens médicas. A FSN desenvolveu uma solução de integração de vídeo de vídeo digital potente mas compacta, que oferece compatibilidade para hoje e amanhã.

Configurável até 16 entradas, 32 saídas, o modelo IPS4000 tem uma resolução máxima de 4096 x 2160, opções de sinal para DisplayPort, HDMI, 12G-SDI e analógico. Os utilizadores podem guardar e obter predefinições personalizadas, têm vários esquemas de janela, incluindo dupla (9 tipos) e quádrupla (6 tipos). O controlo da interface do painel pode ser acedido no ecrã tátil integrado de 7 polegadas na diagonal ou num ecrã externo através da Web, tablet ou PC.

Finalidade pretendida

Este dispositivo foi concebido para ligação a outro equipamento médico. Este dispositivo não se destina a fazer diagnósticos. Este dispositivo foi concebido para ser compatível com outros equipamentos cirúrgicos e de diagnóstico altamente especializados utilizados em salas cirúrgicas, blocos operatórios, serviços de urgência e instalações cirúrgicas.

Ambiente de utilização a que se destina

Este dispositivo foi concebido para ser utilizado por profissionais médicos formados em instalações de cuidados de saúde onde o contacto com doentes é improvável (nenhuma parte aplicada).

Este dispositivo foi concebido para cumprir os requisitos de saúde médicos para dispositivos perto dos doentes.


































Aviso: Este dispositivo não pode ser utilizado em conjunto com sistemas de suporte vital.

Indicações de utilização

Este dispositivo deve ser utilizado por profissionais médicos com formação. Este dispositivo pode ser ligado a equipamento de imagiologia médica para visualizar imagens, vídeos ou informações sobre o doente durante procedimentos cirúrgicos. Este dispositivo não se destina a fazer diagnósticos.

Definições dos símbolos

Os símbolos seguintes aparecem no produto, nas respetivas etiquetas ou embalagens. Cada símbolo tem uma definição específica, tal como definido abaixo:

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
|  | Perigo: Alta tensão |  | Transformador |  | Consulte os documentos em anexo |
|  | Corrente contínua |  | Indica a ligação à terra equipotencial |  | Identificador único do dispositivo |
|  | Indica a ligação à terra de proteção |  | Indica direção de cima para baixo |  | Certificação da Coreia |
|  | Interruptor de controlo de potência de CC |  | Frágil |  | Aprovado de acordo com os regulamentos da CCC |
|  | Não molhar |  | Empilhamento máximo |  | Etiquetas RoHS da China |
|  | Consulte as instruções de funcionamento |  | Indica o fabricante |  | Número do catálogo |
|  | Indica a data de fabrico |  | Representante autorizado na Comunidade Europeia |  | Dispositivo médico |
|  | Número de série |  | Limites de humidade |  | Consulte as instruções de funcionamento - eletrónico |
|  | Limites de temperatura |  | Limites de pressão atmosférica |  | Entidade importadora |
|  | Conformidade com o RU avaliada |  | Ligar |  | Desligar |
|  | Responsável no Reino Unido | | | | |
|  | Indica uma prova de conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos UE 2017/745 e normas aplicáveis. | | | | |
|  | Este equipamento médico está em conformidade com ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) e CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) no que respeita a choque elétricos, risco de incêndio e mecânicos. | | | | |
|  | Testado e considerado em conformidade com a norma FCC, Classe B (USA). | | | | |
|  | Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (diretiva REEE 2012/19/UE). Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos eletrónicos não devem ser eliminados como resíduos municipais indiferenciados e devem ser recolhidos em separado. Contacte o fabricante ou outra empresa de eliminação de produtos autorizada para desmontar o seu equipamento. | | | | |

Nota: É fornecida com o produto uma cópia impressa do manual em inglês. Utilizadores dos Estados-Membros da UE: contactem o distribuidor local do produto para obterem outros idiomas. Isto aplica-se aos Estados-Membros da UE onde o produto tenha sido adquirido através dos canais oficiais.

Avisos e precauções

Informações de manutenção



Este símbolo alerta o utilizador para a inclusão de literatura importante relativa à utilização desta unidade. Deve, por isso, ser lida com atenção para evitar possíveis problemas.



Este símbolo avisa o utilizador de que a tensão não isolada presente no interior da unidade pode ter magnitude suficiente para provocar choques elétricos. Por esse motivo, é perigoso entrar em contacto com qualquer peça situada dentro da unidade. Para reduzir o risco de ocorrência de choques elétricos, NÃO retire a tampa (ou a secção posterior). No interior, não se encontram componentes que necessitem de manutenção pelo utilizador. Deixe os trabalhos de assistência a cargo de técnicos qualificados.

Para evitar o risco de incêndio ou choque, não exponha esta unidade a chuva ou humidade. Não utilize a ficha polarizada desta unidade com um recetáculo de extensão ou outras tomadas, a menos que os espigões estejam totalmente inseridos.



Classificação da Underwriters Laboratories (UL):

Conformidade de segurança com o UL:

Este dispositivo está em conformidade RELATIVA A CHOQUES ELÉTRICOS, INCÊNDIOS E PERIGOS MECÂNICOS APENAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 N.º 601,1



Conformidade com a UE e a EMC:

Este dispositivo atende aos requisitos de EN60601-1 e EN60601-1-2 para estar em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE (MDR 2017/745). Acessório de dispositivo médico de classe I CE.

Utilize apenas ficha tipo 5-15P com potência nominal de 120 V nos E.U.A.

Cuidado: Certifique-se de que o cabo elétrico é do tipo correto e adequado para a sua área geográfica. Este dispositivo tem uma fonte de alimentação universal que permite o funcionamento em áreas de tensão de 100 - 120 V CA ou 200-240 V CA (o utilizador não tem de efetuar qualquer ajuste).

Utilize o cabo de alimentação adequado com um tipo de ficha de fixação correto. Se a fonte de alimentação for de 120 V CA, utilize um cabo elétrico de grau hospitalar com uma ficha tipo NEMA 5-15,

indicada para 125 V CA e com certificações UL e C-UL. Se a fonte de alimentação for um fornecimento de 240 V CA, utilize a ficha de fixação tipo tandem (mesa em T) com um cabo de alimentação condutor de proteção que esteja em conformidade com os respetivos regulamentos de segurança do país europeu.



Reciclagem (diretiva WEEE 2012/19/UE)

Siga as diretrizes locais e os planos de reciclagem relativos à reciclagem ou eliminação deste equipamento.

Aviso: A utilização deste equipamento junto a ou empilhado sobre outro equipamento deve ser evitado porque pode dar origem a funcionamento inadequado. Se esse tipo de utilização for necessária, este equipamento e o outro devem ser objeto de inspeção para verificar se estão a funcionar normalmente.

Aviso: A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não sejam os especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento das emissões eletromagnéticas ou na redução da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar num funcionamento inadequado.

Aviso: O equipamento portátil de comunicação por RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) deve estar a uma distância superior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte deste dispositivo, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Se não estiver, pode ocorrer deterioração do desempenho deste equipamento.

Aviso: A utilização deste equipamento em ambiente de raios X ou ressonância magnética pode resultar na deterioração do desempenho deste equipamento, interferência com outro equipamento ou interferência com serviços de rádio.

Aviso: A utilização de cabos e/ou outros acessórios com este dispositivos, que não sejam os especificados, pode resultar num aumento das emissões ou na redução de imunidade deste dispositivo.

Aviso: Este produto não tem capacidade para ligação física a equipamento eletrocirúrgico de HF (High Frequency, alta frequência).

Aviso: Não é adequado para utilização na presença de uma mistura inestética inflamável com oxigénio ou com óxido nítrico.

Instruções de segurança

Segurança

1. Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao transformador de tomada CC, certifique-se de que a designação de tensão do transformador CC corresponde ao abastecimento de energia elétrica local.
2. Nunca introduza objetos metálicos nas aberturas do armário do dispositivo. Se o fizer, pode provocar o risco de choque elétrico.
3. Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa. No interior, não se encontram componentes que necessitem de manutenção pelo utilizador. A tampa do dispositivo deve ser aberta apenas por um técnico qualificado.
4. Nunca utilize o dispositivo se o cabo de alimentação estiver danificado. Não permita que seja colocado algum objeto em cima do cabo de alimentação e mantenha o cabo afastado de áreas onde as pessoas possam tropeçar.
5. Certifique-se de que puxa pela ficha e não pelo cabo, quando desligar o cabo de alimentação do dispositivo de uma tomada elétrica.
6. Desligue o cabo de alimentação do dispositivo se deixar de utilizá-lo durante períodos de tempo prolongados.
7. Desligue o cabo de alimentação do dispositivo da tomada CA antes de efetuar qualquer tarefa de manutenção.
8. Se este dispositivo não funcionar normalmente, em especial se houver ruídos ou cheiros involuntários provenientes do equipamento, desligue-o de imediato e entre em contacto com um revendedor ou um centro de assistência autorizado.
9. Contacte o fabricante caso o equipamento tenha de ser instalado numa área inacessível.

Aviso: No toque nos conetores de entrada e saída e no doente, em simultâneo.

Aviso: Este dispositivo destina-se a ligação de sinais de entrada/saída e a outros conetores que estejam em conformidade com as normas IEC relevantes (por exemplo, IEC60950 para equipamento de TI e série IEC60601 para equipamento elétrico médico). Além disso, todo este sistema de combinações deve estar em conformidade com a norma IEC 60601-1-1 ou com a cláusula 16 da 3 Ed. da IEC 60601-1, respetivamente, de requisitos de segurança para sistemas elétricos médicos. Qualquer pessoa que tenha configurado um sistema de combinações é responsável pela conformidade do sistema com os requisitos da IEC 60601-1-1 ou com a cláusula 16 da 3 Ed. da IEC 60601-1, respetivamente. Em caso de dúvida, contacte um técnico qualificado ou o representante local respetivo.

Aviso: Para evitar o risco de choque elétrico, este dispositivo deve ser ligado a uma rede de alimentação apenas com ligação à terra. A fonte de alimentação (transformador CA/CC) está especificada como parte do dispositivo. Não posicione o equipamento de forma a que seja difícil desligar o cabo de alimentação da tomada.

Aviso: Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante.

O fusível do produto tem uma capacidade de interrupção menor. Não instale no sistema de energia do edifício, a corrente de curto-circuito em potencial excedendo 35 A.

Condições ambientais para funcionamento e armazenamento

Amplitude térmica entre 0°C e 40°C (funcionamento), -20°C a 60°C (armazenamento)

Humidade relativa de 10% a 85%

Níveis de pressão atmosférica entre 500 e 1060 hPa.

Instalação

1. As aberturas na caixa do dispositivo destinam-se a ventilação. Para evitar sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou obstruídas. Se colocar o dispositivo numa estante ou noutra espaço fechado, certifique-se de que proporciona ventilação adequada.
2. Não exponha o dispositivo a chuva nem o utilize perto de água. Caso o dispositivo fique molhado acidentalmente, desligue-o e contacte de imediato um revendedor autorizado. Pode limpar o dispositivo com um pano húmido, se necessário, mas certifique-se de que o desliga primeiro.
3. Coloque o dispositivo perto de uma tomada CA facilmente acessível.
4. A temperatura elevada pode provocar problemas. A temperatura máxima de funcionamento é 40°C. Não utilize o dispositivo sob luz solar direta e mantenha-o afastado de aquecedores, fogões, lareiras e fontes de calor.
5. Utilize sempre apenas cabos e acessórios originais com o dispositivo.

Reparar

Não faça a manutenção do dispositivo, uma vez que a abertura ou remoção das tampas pode expor o utilizador a tensões perigosas ou a outros riscos, além de anular a garantia. Deixe os trabalhos de manutenção a cargo de técnicos qualificados. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação e contacte um serviço de assistência por pessoal qualificado de acordo com as seguintes condições:

- Se a ficha ou o cabo elétrico estiverem danificados ou desgastados.
- Se tiver sido derramado líquido dentro do dispositivo.
- Se caírem objetos dentro do dispositivo.
- Se o dispositivo tiver sido exposto a chuva ou a humidade.
- Se o dispositivo tiver sofrido choque excedido devido a queda.
- Se a caixa tiver sido danificada.
- Se o dispositivo ficar sobreaquecido.
- Se sair fumo ou odores invulgares do dispositivo.
- Se o dispositivo não funcionar de acordo com as instruções de funcionamento.

Riscos biológicos

Para evitar a propagação de infeções, este dispositivo deve ser utilizado em ambientes sujeitos a descontaminação biológica.

Devolução do produto

Após a resolução dos problemas, se estes persistirem, desinfete o dispositivo e devolva-o à FSN na embalagem original. Inclua os acessórios fornecidos com o dispositivo na embalagem de devolução. Envie em anexo uma explicação resumida da avaria.

Antes de devolver o dispositivo, contacte a FSN Medical Technologies para obter o número de autorização da devolução e as instruções.

Acessórios

Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo.

Classificação de conformidade com a segurança

- Proteção contra choques elétricos: classe I incluindo o transformador CA/CC. Este equipamento médico está em conformidade com ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) e CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) no que respeita a choque elétricos, risco de incêndio e mecânicos.
- Componentes aplicados: Sem componentes aplicados .
- Grau de segurança na presença de uma mistura de anestésicos inflamáveis com ar, oxigénio ou óxido nitroso. Não é adequado para utilização na presença de uma mistura inestética inflamável com oxigénio ou com óxido nitroso.
- Para aplicações críticas, é recomendável ter um dispositivo de substituição disponível.
- Modo de funcionamento: Contínuo.

Aviso para o utilizador:

Quaisquer incidentes graves resultantes da utilização do dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde resida o utilizador e/ou o doente. Para obter informações sobre alterações e novos produtos, contacte o representante de vendas local da FSN Medical Technologies.

Compatibilidade eletromagnética

Esta unidade foi concebida e testada para estar em conformidade com os requisitos 60601-1-2:2014/AMD1:2020 em termos de EMC com outros dispositivos. Para garantir a compatibilidade eletromagnética (EMC), o dispositivo deve ser instalado e utilizado de acordo com as informações de EMC fornecidas nestas instruções de utilização.

Esta unidade foi testada e considerada em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências. Este dispositivo pode irradiar energia de radiofrequências e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir com o restante equipamento de comunicação por rádio. Não há qualquer garantia que não ocorreu interferência numa determinada instalação. Se verificar-se que este equipamento causa interferências nocivas a receção de rádio ou televisão, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências executando uma ou mais das seguintes medidas:

1. Oriente novamente ou coloque a antena de receção numa nova posição.
2. Aumente a distância entre este dispositivo e a causa da interferência.
3. Ligue o dispositivo numa tomada num circuito elétrico diferente daquele ao qual o motivo de interferência está ligado.
4. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

NOTIFICAÇÕES PARA O UTILIZADOR

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejável.

AVISO da FCC

Este dispositivo gera ou utiliza energia de radiofrequência. As alterações ou modificações a este dispositivo podem causar interferências nocivas, a menos que as modificações estejam expressamente aprovadas no manual de instruções. O utilizador pode perder a autoridade de utilizar este equipamento se for efetuada uma alteração ou uma modificação não autorizada.

PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO

O desempenho deste dispositivo pode deteriorar-se durante períodos de tempo prolongados. Verifique periodicamente se este dispositivo está a funcionar corretamente. A vida útil prevista do dispositivo é de quatro anos. Mantenha o dispositivo limpo para prolongar a vida útil do equipamento.

1. Orientação e declaração do fabricante sobre emissões eletromagnéticas

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do dispositivo deve assegurar que o dispositivo é utilizado nesse tipo de ambiente.

| Medições de emissão de interferência | Nível de conformidade | Orientação para ambiente eletromagnético |
|--|-------------------------------------|--|
| Emissões de RF de acordo com a CISPR 11 | Em conformidade com o Grupo 1 | As características deste dispositivo, determinadas pela autorização de difusão, destinam-se a utilização industrial e hospitalar (CISPR 11, Classe A). Se for utilizado numa sala de estar (para a qual a CISPR 11 normalmente exige a Classe B), este dispositivo pode não fornecer proteção adequada para serviços de radiofrequência. Se necessário, o utilizador deve tomar medidas corretivas, como implementação ou reorientação do dispositivo. |
| Emissões de RF de acordo com a CISPR 11 | Está em conformidade com a Classe B | |
| Emissão de oscilações harmónicas de acordo com a IEC 61000-3-2 | Está em conformidade com a Classe A | |
| Variações de tensão/emissões de cintilação de acordo com a IEC 61000-3-3 | Conformidade | |

2. Para a utilização de dispositivos de ME em estabelecimentos de saúde. Declaração de orientação e do fabricante - imunidade eletromagnética

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do dispositivo deve garantir que é utilizado neste tipo de ambientes.

| Ensaio de imunidade às interferências | Nível de conformidade com a IEC 60601-1-2:2014 | Orientação para ambiente eletromagnético |
|--|---|---|
| Descarga eletrostática (ESD) de acordo com a IEC 61000-4-2 | Conformidade com descarga por contacto ± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV Descarga no ar ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV | Os pisos devem ser de madeira, betão ou telha cerâmica. Se os pisos estiverem cobertos com material sintético, a humidade relativa deve ser pelo menos de 30 %. |
| Interferências/explosões elétricas errantes rápidas de acordo com a IEC 61000-4-4 | Conformidade ± 2 kV para redes elétricas ± 1 kV para redes de entrada/saída | A qualidade da tensão de alimentação deve corresponder à de uma empresa ou hospital. |
| Sobretensão de acordo com a IEC 61000-4-5 | Conformidade Tensão push-pull ± 1 kV Tensão de modo comum ± 2 kV | A qualidade da tensão de alimentação deve corresponder à de uma empresa ou hospital. |
| Buracos de tensão, interrupções breves e variações da alimentação de acordo com a IEC 61000-4-11 | 0 % U_T *; ciclo de 0,5 $A 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ$ 0% U_T ; 1 ciclo e 70% U_T ; 25/30 ciclos Monofásico: a 0° 0% U_T ; 250/300 ciclos | A qualidade da alimentação pela rede elétrica deve corresponder à de um estabelecimento comercial ou hospital. Se o utilizador do dispositivo necessitar de um funcionamento contínuo, mesmo que ocorram interrupções na fonte de alimentação, é recomendável que a energia do dispositivo seja fornecido por uma fonte de alimentação sem interrupções. |


*Nota: U_T é a tensão alternada da rede elétrica antes de aplicar os níveis de teste.

3. Para a utilização de dispositivos de ME em estabelecimentos de saúde. **Teste a especificação de IMUNIDADE DA PORTA DO INVÓLUCRO para equipamento de comunicação por RF sem fios (de acordo com a IEC 60601-1-2:2014)**

| O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do dispositivo deve garantir que é utilizado neste tipo de ambientes. | | | | | | |
|---|-------------|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Frequência de ensaio MHz | Banda MHz | Assistência | Modulação | Potência máxima W | Distância m | NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE V/m |
| 385 | 380 a 390 | TETRA 400 | Modulação de impulsos 18 Hz | 1,8 | 1,0 | 27 |
| 450 | 430 a 470 | GMRS 460, FRS 460 | FM Curso ± 5 kHz Onda sinusoidal ± 1 kHz | 2 | 1,0 | 28 |
| 710 | 704 a 787 | Banda 13, 17 | Modulação de impulsos 217 Hz | 0,2 | 1,0 | 9 |
| 745 | | | | | | |
| 780 | | | | | | |
| 810 | 800 a 960 | GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5 | Modulação de impulsos 18 Hz | 2 | 1,0 | 28 |
| 870 | | | | | | |
| 930 | | | | | | |
| 1720 | 1700 a 1990 | GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, Banda de LTE 1,3, 4, 25 UMTS | Modulação de impulsos 217 Hz | 2 | 1,0 | 28 |
| 1845 | | | | | | |
| 1970 | | | | | | |
| 2450 | 2400 a 2570 | Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda de LTE 7 | Modulação de impulsos 217 Hz | 2 | 1,0 | 28 |
| 5240 | 5100 a 5800 | WLAN 802,11 a/n | Modulação de impulsos 217 Hz | 0,2 | 1,0 | 9 |
| 5500 | | | | | | |
| 5785 | | | | | | |

*Nota: Se for necessário obter o NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora e o dispositivo pode ser reduzida para 1 m. A distância de ensaio de 1 m é permitida pela IEC 61000-4-3.

4. Orientação e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética para equipamento e sistemas que não são de suporte de vida

| O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do dispositivo deve garantir que é utilizado neste tipo de ambientes. | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Ensaio de imunidade às interferências | Nível de ensaio em conformidade com a IEC 60601-1-2:2014 | Nível de conformidade | Diretrizes para ambiente eletromagnético |
| <p>RF condutora realizadas de acordo com a IEC 61000-4-6</p> <p>RF radiada Irrradiadas de acordo com a IEC 61 000-4-3</p> | <p>3 V rms 150 kHz para < 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz para 2,5 GHz</p> | <p>3 V_{eff}</p> <p>3 V/m</p> | <p>O equipamento de RF portátil e móvel não deve ser utilizado perto de qualquer parte do dispositivo, incluindo cabos, e deve ser colocado a uma distância de separação recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor.</p> <p>Distância de separação recomendada:</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>Se P é a potência nominal do transmissor em watts [W] de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros [m].</p> <p>A intensidade de campo de transmissores fixos em todas as frequências no local deve ser, de acordo com o estudo a, inferior ao nível de conformidade b.</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz a < 800 MHz</p> $d = 2,3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>Podem ocorrer interferências perto do equipamento assinaladas com o seguinte símbolo:</p>  |
| <p>Nota: estas diretrizes podem não aplicar-se a todas as situações. A propagação da quantidade eletromagnética é afetada pelas absorções e reflexos de edifícios, objetos e pessoas.</p> | | | |
| <p>a As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para radiotelefonia [telemóveis/sem fios e rádios móveis, radioamador, radiodifusão AM e FM e radiodifusão televisiva não podem ser previstas na teoria com rigor. Para avaliar o ambiente eletromagnético dos transmissores fixos, deve considerar uma pesquisa no local. Se a intensidade de campo medida no local de utilização do dispositivo exceder os níveis de conformidade referidos acima, deve verificar se o dispositivo está a funcionar normalmente. Se verificar que as características de desempenho são invulgares, pode ser necessário aplicar medidas adicionais, por exemplo, alterar a orientação ou escolher um local diferente para o dispositivo.</p> <p>b Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.</p> | | | |


5. Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicação por RF portátil e móvel e o dispositivo

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF são controladas. O utilizador do dispositivo pode ajudar a impedir interferências electromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel (transmissores) e o dispositivo, como função da potência de saída do dispositivo de comunicação, como indicado abaixo.

| Potência nominal do transmissor [W] | Distância de separação [m] de acordo com a frequência do transmissor | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | 150 kHz a < 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 80 MHz a < 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

No que respeita aos transmissores com uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação recomendada **d** em metros (m) pode ser estimada de acordo com a equação aplicável à frequência do transmissor, em que **P** é a potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

Acessórios IPS4000



| Item | Descrição | Quantidade na embalagem |
|------|--|-------------------------|
| 1 | Embalagem de cartão | 1 |
| 2 | Almofada | 3 |
| 3 | Unidade IPS4000 | 1 |
| 4 | Cabo HDMI | 1 |
| 5 | Cabo de alimentação CA (1,82 m, de qualidade médica) | 1 |
| 6 | Instruções de utilização | 1 |
| 7 | Suportes para montagem em bastidores | 2 |

Configuração do sistema de amostra IPS4000

Entrada


Resolução até 4096 x 2160.
Até 16 entradas, 32 saídas.

HDMI 2.0

DP 1.2

12G SDI

Analógico (opção)





IPS4000




Saída

Vários esquemas de janela.
Transmissão em fluxo.



Controlo da interface

O painel é acedido no ecrã tátil integrado de 7 polegadas na diagonal ou num ecrã tátil externo ou tablet.



Várias opções de esquemas de janela.

Ligações

O modelo IPS4000 está concebido para configuração modular. Podem ser montadas várias combinações de entrada e saída de fábrica. Nem todas as unidades IPS4000 têm o mesmo aspeto.

Seguem-se as descrições dos cartões de entrada e saída das unidades IPS4000 e as respetivas funções únicas.

| | |
|--|--|
| Cartão de entrada quádrupla HDMI. Nome: HDIN | |
| Cartão de entrada quádrupla DisplayPort. Nome: DPIN | |
| HDMI dupla, cartão de entrada DisplayPort dupla. Nome: DHIN | |
| Cartão de entrada analógica. Nome: ANIN | |
| Cartão de entrada SDI de 12G. Nome: SDIN | |


| | |
|--|--|
| Cartão de saída quádrupla HDMI. Nome: HQOUT | |
| Cartão de saída quádrupla DisplayPort. Nome: DQOUT | |
| Cartão de saída (dimensionável)* HDMI. Nome: HDOUT | |
| Cartão de saída (dimensionável)* DisplayPort. Nome: DPOUT | |
| Cartão de saída SDI 12G (dimensionável)*. Nome: SDOUT | |

* Saída dimensionada. Estão disponíveis ajustes para resolução, esquema da janela, zoom, funções de panorâmica.




Estão disponíveis até 4 ranhuras de entrada.

Estão disponíveis até 8 ranhuras de saída.




Ligações




| Item | Descrição |
|--|--|
| Terminal de terra | Uma ligação física direta à massa ou terra. |
| USB | Permite a ligação de um teclado, rato, pen USB ou atualização de firmware. |
| Porta de serviço | Para utilização em fábrica. |
| UART | Utilizado para comunicação em série com outros dispositivos. |
| Saída do monitor | Pode ser ligada a uma Web externa ou ecrã de PC para visualização e controlo da interface. |
| Portas Ethernet | Para transmissão na rede. |
| Entrada de áudio Saída de áudio (não usada) | Permite ligação de áudio. |

Potência de ligação


Utilize apenas a ficha e a tensão especificada. Os requisitos de potência são: CA 100 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz, 2 A (máx). Utilize o cabo de alimentação CA de classe médica de 1,82 m fornecido. A potência inadequada pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser ligado a uma fonte de alimentação apenas com ligação à terra de protecção.



Começar a utilizar o IPS4000



1. Ligue a alimentação utilizando o interruptor CA na parte de trás do modelo IPS4000.




2. O botão de alimentação na parte da frente acende-se a verde.



3. Carregue no botão de alimentação para ligar o modelo IPS4000. O indicador luminoso verde acende-se durante a inicialização e depois fica escuro no sistema quando o sistema está pronto.

Desligar o modelo IPS4000




Carregue no botão de alimentação. Em seguida, é apresentada uma caixa de diálogo.

Carregue em **Desligar** ou **Cancelar**. Depois de desligar, o indicador luminoso verde permanece ligado, a menos que a potência seja desligada na parte de trás do modelo IPS4000.

Painel

Depois do modelo IPS4000 ser inicializado, o painel de controlo da interface é apresentado no ecrã táctil integrado de 7 polegadas na diagonal ou num ecrã externo ligado (tablet ou PC).



Percorra para cima ou para baixo para ver mais opções numa das listas no painel.

Painel - encaminhamento



Origem ativa.




Passo 1

Toque numa origem ativa na lista de origens de entrada.

Passo 2



Toque num destino a partir da lista de destinos de saída. O sinal vai ser encaminhado.



Em contrapartida, o encaminhamento também pode ser obtido selecionando um destino de saída no painel e, em seguida, selecionando uma origem de entrada.

Painel - encaminhamento, várias janelas

No que respeita a vários esquemas de janela, pode encaminhar até quatro origens ativadas para o mesmo destino de saída.



Configurações de entrada


No painel, prima e mantenha premida uma origem para ver o ecrã de configurações de entrada.



Configure cada origem de entrada conforme pretendido. As alterações têm efeito de imediato.

Altere o nome.

Selecione a saída quando estiver concluído.

A screenshot of the 'Input 11' configuration screen. The screen is divided into several sections. At the top left, there is a field labeled 'Input Name' containing 'Input 11'. An arrow points to this field with the text 'Altere o nome.'. At the top right, there is an 'EXIT' button. An arrow points to this button with the text 'Selecione a saída quando estiver concluído.'. Below the 'Input Name' field is the 'Input Color Settings' section. It contains a row of buttons for 'CONTRAST', 'BRIGHTNESS', 'SHARPNESS', 'RED', 'GREEN', 'BLUE', 'GAMMA', and 'RANGE'. Below these buttons are their respective values: 50, 50, 5, 128, 128, 128, BYPASS, and AUTO. An arrow points to the 'GREEN' button with the text 'Selecione uma definição para efetuar os ajustes de cor.'. At the bottom left, there is an 'Input Icons' section with a row of icons. An arrow points to the first icon (a square with an 'X') with the text 'Adicione um ícone a uma origem.'. At the bottom right, there is a circular refresh icon. An arrow points to this icon with the text 'Reponha as definições de cor para a predefinição de fábrica.'. The text 'Slot-1, Port-1' is visible at the bottom right of the screen.

Adicione um ícone a uma origem.

Selecione uma definição para efetuar os ajustes de cor.


Reponha as definições de cor para a predefinição de fábrica.

Esquema de saída


No painel, selecione o esquema de saída para ver as opções de esquema de saída.



Se o ícone de esquema aparecer a cinzento, isto indica que não estão disponíveis vários esquemas de janela (quadro de saída não dimensionado).



Selecione o esquema da janela de saída pretendido. As alterações têm efeito de imediato.



Configurações de saída

No painel, prima e mantenha premido um destino de saída para ver o ecrã de configurações de saída.



Configure cada destino de saída conforme pretendido. As alterações têm efeito de imediato.



Quando é utilizado um quadro de saída não dimensionado (ícone de esquema de saída cinzento), os ajustes de resolução não estão disponíveis.


Configurações da origem encaminhada

No painel, prima e mantenha premida uma origem encaminhada para ver o ecrã de configurações de entrada.



Se o ícone de esquema aparecer a cinzento, isto indica que não estão disponíveis configurações de esquema encaminhada (quadro de saída não dimensionado).


Configure a panorâmica, o zoom e a proporção conforme pretendido. As alterações têm efeito de imediato.



Selecione a saída quando estiver concluído.

Configuração

No painel, selecione o ícone de configuração. A configuração está protegida por palavra-passe. A palavra-passe inicial é 0000.



Os separadores no ecrã de configuração controlam as funções como indicado abaixo.

| | | |
|---|---|--|
| RANHURA DE ENTRADA 1-4 - Permite configurar os quadros da ranhura de entrada. Seleccione para ajustar a ordem das portas. | RANHURA DE SAÍDA 5-12 - Permite configurar os quadros da ranhura de saída. Seleccione para ajustar a ordem das portas. | REDE - Permite configurar endereços de rede, servidores e outras configurações. |
| TRANSMISSÃO EM FLUXO - Permite configurar canais, autenticação, portas, velocidade de transferência e codecs. | GERAL - Permite configurar a palavra-passe e a hora, mostrar ou ocultar funções, identificar locais de saída, exportar ou importar definições guardadas. | VERSÃO - Permite visualizar e atualizar o firmware, normalmente através de uma pen USB. |



Transmissão em fluxo

No painel, selecione o ícone de transmissão em fluxo para ativar ou desativar as capacidades de transmissão em fluxo.



Estabelece ligação a um servidor de transmissão de fluxo, por exemplo, o leitor de multimédia VLC.

1. Para reproduzir a transmissão num PC, instale o leitor de multimédia VLC.
2. Execute o leitor de multimédia VLC.
3. Clique em Multimédia na barra de menus superior e clique em Abrir transmissão na rede.
4. Introduza o URL de rede de acordo com o protocolo de transmissão (RTSP, RTMP, HLS, Multicast).



Estabeleça ligação a um servidor de transmissão em fluxo RTSP.

1. No separador TRANSMISSÃO EM FLUXO no menu de configuração, selecione um item “RTSP” no campo Protocolo do canal que pretende transmitir.
2. Introduza o URL RTSP no leitor de multimédia VLC para ligação ao servidor de transmissão em fluxo RTSP.
(Formato) `rtsp://nome de utilizador:palavra-passe@endereço IP:porta RTSP/nome do canal.`
(Exemplo) `rtsp://ips4000:ips4000@192.168.11.111:554/stream1`
3. Clique em Reproduzir

Estabeleça ligação a um servidor de transmissão em fluxo RTMP.

1. No separador TRANSMISSÃO EM FLUXO no menu de configuração, selecione um item “RTMP” no campo Protocolo, para o canal que pretende transmitir.
2. Introduza o URL RTMP no leitor de multimédia VLC para ligação ao servidor de transmissão em fluxo RTMP.(Formato) `rtmp://Endereço IP:porta RTMP/Nome do canal?utilizador=nome do utilizador&pass=palavra-passe.`
(Exemplo) `rtmp://192.168.11.111:1935/stream1?user=ips4000&pass=ips4000`
3. Clique em Reproduzir

Estabeleça ligação a um servidor de transmissão em fluxo HLS.

1. No separador TRANSMISSÃO EM FLUXO no menu de configuração, selecione um item “HLS” no campo Protocolo, para o canal que pretende transmitir.
2. Introduza o URL HLS no leitor de multimédia VLC para ligação ao servidor de transmissão em fluxo HLS.
(Formato) `https://Endereço IP/Nome do canal?utilizador=nome de utilizador&pass=palavra-passe.`
(Exemplo) `https://192.168.11.111/stream1?user=ips4000&pass=ips4000`
3. Clique em Reproduzir

Estabeleça ligação a um servidor de transmissão em fluxo Multicast.

1. No separador TRANSMISSÃO EM FLUXO no menu de configuração, selecione um item “Multicast” no campo Protocolo e introduza o endereço IP de multicast no campo Nome do canal que pretende transmitir.
2. Introduza o URL de multicast no leitor de multimédia VLC para estabelecer ligação ao servidor de transmissão em fluxo de multicast.(Formato) `rtmp:// Nome do canal:porta multicast (exemplo) rtp://224.0.0.1:5000`
3. Clique em Reproduzir

Predefinições

No painel, selecione o ícone de predefinição de utilizador para atribuir um nome às predefinições ou guarde e carregue as configurações do sistema.



Para alterar um nome predefinido, selecione o nome predefinido, edite e prima o botão APLICAR.



Para guardar uma configuração IPS4000 como predefinida, selecione um ID/NOME predefinido e prima o botão GUARDAR. O sistema é inicializado.

Para recuperar uma predefinição guardada, selecione um ID/NOME predefinido e prima o botão CARREGAR. O sistema é inicializado.

Especificações gerais

| Item | Descrição |
|------------------------------|--|
| Modelo | Computador e conversor da matriz de vídeo modular IPS4000. |
| Opções de entrada | HDMI x 4, DP x 4, HDMI x 2 + DP x 2, CVBS x 2 +VGA (BNC) x 2, SDI x 2 + Thru Out x 2 |
| Opções de saída | HDMI + UART, DP + UART, HDMI x 4, DP x 4, SDI + UART |
| Rede | TCP/IP da Ethernet |
| Idioma do OSD | Português |
| Alimentação | CA 100 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz, 2 A - 1 A |
| Conformidade e certificações | ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1-14, IEC/EN60601-1, Parte 15 da FCC, subparte B, CE (EN60601-1-2,EN55011,EN61000-3-2/3), RoHS |
| Dimensões da unidade | 437 (L) x 140 (A) x 423 (A) mm 17,21 (L) x 5,51 (A) x 16,65 (P) polegadas |
| Dimensões da embalagem | 520 (L) x 237 (A) x 592 (P) 20,47 (L) x 9,33 (A) x 23,31 (P) |
| Peso | 10,7 kg, 23,59 lbs. (IPS4000) 14 kg, 30,86 lbs. (Embalagem de envio) |

Características de entrada/saída

| Sinal | Tipo | | Resolução suportada |
|---------|-----------|-------------------|--|
| Entrada | HDMI | HDMI A | Até 4096 x 2160/60 Hz |
| | DP | DisplayPort (20P) | Até 4096 x 2160/60 Hz |
| | 12G-SDI | BNC | Até 3840 x 2160/60 Hz |
| | Analógico | VGA (BNC) | VGA até 1920 x 1080/60 Hz CVBS: 480i, 576i |
| Saída | HDMI | HDMI A | 1920 x 1080/50 Hz 1920 x 1080/60 Hz 3840 x 2160/50 Hz 3840 x 2160/60Hz |
| | DP | DisplayPort (20P) | 1920 x 1080/50Hz 1920 x 1080/60 Hz 3840 x 2160/50 Hz 3840 x 2160/60 Hz |
| | 12G-SDI | BNC | 1920 x 1080/50 Hz 1920 x 1080/60 Hz 3840 x 2160/50 Hz 3840 x 2160/60 Hz |

Tabela de sinais de entrada padrão

| Resolução | Informação de temporização | | | Origem do sinal | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|-----------|------|-----|
| | Freq. H. (KHz) | Freq. V. (Hz) | Relógio (MHz) | HDMI | DP | SDI (12G) | CVBS | RGB |
| 640 x 480 | 31,47 | 59,94 | 25,173 | • | • | | | • |
| 640 x 480 | 37,86 | 72,82 | 31,503 | • | • | | | • |
| 640 x 480 | 37,50 | 74,99 | 31,496 | • | • | | | • |
| 640 x 480 | 43,27 | 85,01 | 36,001 | • | • | | | |
| 800 x 600 | 35,16 | 56,25 | 36,000 | • | • | | | • |
| 800 x 600 | 37,88 | 60,32 | 40,000 | • | • | | | • |
| 800 x 600 | 48,08 | 72,19 | 50,000 | • | • | | | • |
| 800 x 600 | 46,88 | 75,00 | 49,500 | • | • | | | • |
| 800 x 600 | 53,67 | 85,06 | 56,250 | • | • | | | |
| 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 | 65,000 | • | • | | | • |
| 1024 x 768 | 56,48 | 70,07 | 75,000 | • | • | | | • |
| 1024 x 768 | 60,02 | 75,03 | 78,750 | • | • | | | • |
| 1024 x 768 | 68,68 | 85,00 | 94,500 | • | • | | | |
| 1152 x 864 | 67,50 | 75,00 | 108,000 | • | • | | | • |
| 1280 x 720 | 44,76 | 60,00 | 74,486 | • | • | | | • |
| 1280 x 720 | 56,63 | 75,30 | 96,036 | • | • | | | • |
| 1280 x 720 | 58,63 | 84,84 | 117,500 | • | • | | | |
| 1280 x 960 | 60,02 | 60,02 | 108,043 | • | • | | | • |
| 1280 x 960 | 85,99 | 85,05 | 148,582 | • | • | | | |
| 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 | 108,500 | • | • | | | • |
| 1280 x 1024 | 79,98 | 75,03 | 135,000 | • | • | | | • |
| 1280 x 1024 | 91,15 | 85,02 | 157,500 | • | • | | | |
| 1600 x 1200 | 74,01 | 60,00 | 162,000 | • | • | | | |
| 1680 x 1050 | 64,67 | 59,88 | 119,000 | • | • | | | • |
| 1920 x 1200 | 74,04 | 59,95 | 154,000 | • | • | | | |
| 720 x 480i | 15,74 | 59,94 | 13,500 | • | | • | • | • |
| 720 x 576i | 15,63 | 50,00 | 13,500 | • | | • | • | • |
| 1280 x 720p | 22,50 | 30,00 | 74,250 | • | • | • | | • |
| 1280 x 720p | 37,50 | 50,00 | 74,250 | • | • | • | | • |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 | 74,176 | • | • | • | | • |
| 1280 x 720p | 45,00 | 60,00 | 74,250 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080i a 50 | 28,13 | 50,00 | 74,250 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080i a 59,94 | 33,72 | 59,94 | 74,176 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080p a 25 | 28,13 | 25,00 | 74,250 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080p a 29 | 33,72 | 29,97 | 74,176 | • | • | • | | • |


Tabela de sinais de entrada padrão

| Resolução | Informação de temporização | | | Origem do sinal | | | | |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|-----------|------|-----|
| | Freq. H. (KHz) | Freq. V. (Hz) | Relógio (MHz) | HDMI | DP | SDI (12G) | CVBS | RGB |
| 1920 x 1080p a 30 | 33,75 | 30,00 | 74,250 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080p a 50 | 56,25 | 50,00 | 148,500 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080p a 59 | 67,43 | 59,94 | 148,352 | • | • | • | | • |
| 1920 x 1080p a 60 | 67,50 | 60,00 | 148,500 | • | • | • | | • |
| 1920 x 2160 | 133,29 | 59,99 | 277,250 | • | • | • | | |
| 3840 x 2160 | 67,50 | 30,00 | 297,00 | • | • | • | | |
| 3840 x 2160 | 112,50 | 50,00 | 594,00 | • | • | • | | |
| 3840 x 2160 | 134,87 | 59,94 | 593,41 | • | • | • | | |
| 3840 x 2160 | 135,00 | 60,00 | 594,00 | • | • | • | | |
| 4096 x 2160 | 67,50 | 30,00 | 297,00 | • | • | | | |
| 4096 x 2160 | 112,50 | 50,00 | 594,00 | • | • | | | |
| 4096 x 2160 | 134,87 | 59,94 | 593,41 | • | • | | | |
| 4096 x 2160 | 135,00 | 60,00 | 594,00 | • | • | | | |

Tabela de sinais de saída padrão

| Resolução | Informação de temporização | | | Origem do sinal | | |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|-----------|
| | Freq. H. (KHz) | Freq. V. (Hz) | Relógio (MHz) | HDMI | DP | SDI (12G) |
| 1920 x 1080p a 50 | 56,25 | 50,00 | 148,500 | • | • | • |
| 1920 x 1080p a 60 | 67,50 | 60,00 | 148,500 | • | • | • |
| 3840 x 2160 a 50 | 112,50 | 50,00 | 594,00 | • | • | • |
| 3840 x 2160 a 60 | 135,00 | 60,00 | 594,00 | • | • | • |

Desenhos mecânicos



Instruções de limpeza




Siga o protocolo hospitalar relativo ao manuseamento de sangue e de fluidos corporais. Limpe o dispositivo com uma mistura diluída de detergente suave e água. Utilize uma toalha ou pano macios. A utilização de determinados detergentes pode deteriorar as etiquetas e os componentes de plástico do produto. Consulte o fabricante do produto de limpeza para verificar se o agente é compatível. Não deixe entrar líquido no dispositivo.

1. Limpe a caixa com um pano de algodão macio, ligeiramente humedecido com um produto de limpeza de marca reconhecida para equipamento médico.
2. Repita a limpeza apenas com água.
3. Seque com um pano seco.

A caixa foi testada para resistência aos seguintes produtos:

• Produto de limpeza desinfetante pronto a usar Virex • Desinfetante Misty Clear Lemon 10 • Produto de limpeza desinfetante universal Misty • Produto de limpeza desinfetante universal Misty II • Produto de limpeza de todas as superfícies e de vidro de utilização intensiva Zep • Klear Screen • Screen TFT (Kontakt Chemie) • Incidin Foam (Ecolab) • Microzid • Detergente suave • Álcool isopropílico com uma concentração <5% • Lixívia doméstica (hipoclorito de sódio genérico, soluções de 5,25% de hipoclorito de sódio diluído em água entre 1:10 e 1:100) • Desinfetante com espuma de limpeza para hospital da Precise



Obrigado por escolher o nosso produto.

Assistência

Entre em contacto com o serviço ao cliente adequado listado abaixo para obter informações sobre o produto ou assistência.

Garantia

Um ano, peças e mão-de-obra.

 Representante na UE

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Alemanha

Tel.: +49(0)6196-887170

 **FORESEESON GmbH**

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Alemanha

Tel.: +49(0)6104-643980

  **FORESEESON UK Ltd.**

1 Wolsley Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Reino Unido

Tel.: +44-(0)208-546-1047

 **FORESEESON KOREA**

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, República da Coreia

Tel. +82-31-8017-0780

 **FORESEESON (Xangai) Medical Equipment Co., Ltd.**

Room 1010, Building A

1439 Wuzhong Road

Rhein Hongjing Center, Minhang District, Shanghai, China

Tel: 18521095596



FSN™

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 E.U.A.

Tel.: 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2062 1/2022 Rev. - 1/2025

Especificações sujeitas a alterações, com ou sem aviso prévio.



www.fsnmed.com