

FSN

System przetwarzania obrazu

Instrukcja użytkowania

IPS720

Rejestrator wideo do zastosowań medycznych

IPS740DG

Rejestrator wideo do zastosowań medycznych

Przed podłączeniem, uruchomieniem lub regulacją tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Polski

Specyfikacje i informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Instrukcja użytkowania niniejszego produktu jest także dostępna w formie elektronicznej (eIFU). Wybierz język. Do przeglądania plików eIFUs należy używać oprogramowania Adobe Acrobat. Pliki eIFUs są dostępne online na: fsnmed.com/support/eifu/

Opis produktu / Przeznaczenie



IPS720

IPS720 oferuje przechwytywanie zdjęć w jakości HD (do 1920x1080p) oraz nagrywanie wideo z sesji medycznych (do 1080p 60Hz).

System będzie jednocześnie nagrywał na 2 terabajtowy wewnętrzny dysk twardej oraz na zewnętrzną pamięć USB. Ponadto IPS720 może nagrywać 2 źródła jednocześnie i odtwarzać 1 lub 2 źródła z tego samego pliku wideo.

Sterowanie interfejsem użytkownika odbywa się poprzez ekran i przyciski z przodu urządzenia, lub monitor zewnętrzny z ekranem dotykowym lub myszką i klawiaturą. IPS720 łatwo integruje się z medycznymi przepływami pracy IT.



IPS740DG

IPS740DS, DG to uniwersalny medyczny system rejestracji wideo 4K, który przechwytuje obrazy zatrzymane lub rejestruje rozszerzone sesje sygnałów wideo w celu późniejszego odtworzenia lub przeniesienia na inne nośniki.

Wszystkie nagrane pliki zapisywane są na wewnętrznym dysku twardej. Pliki te mogą być następnie odtwarzane na monitorze lub przenoszone na różne nośniki, w tym dyski zewnętrzne, pamięci przenośne, foldery sieciowe lub serwery.

Sterowanie systemem odbywa się za pomocą interfejsu graficznego wyświetlanego na przednim ekranie LCD lub na podłączonym monitorze zewnętrznym.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do innego sprzętu medycznego. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki. Urządzenie zaprojektowano z myślą o kompatybilności z innymi wysoce wyspecjalizowanymi urządzeniami chirurgicznymi i diagnostycznymi stosowanymi w salach operacyjnych, oddziałach ratunkowych i obiektach proceduralnych.

Środowisko użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez wyszkolonych pracowników medycznych w placówkach służby zdrowia, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (brak części nakładanej).

Urządzenie zostało tak zaprojektowane, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa medycznego dla urządzenia umieszczonego w pobliżu pacjenta.




































Ostrzeżenie: Urządzenie to nie może być używane w połączeniu z urządzeniami do ochrony życia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie powinno być używane przez przeszkolonego pracownika medycznego. Urządzenie to rejestruje i przechowuje wideo oraz zatrzymane obrazy podczas zabiegów chirurgicznych w celu ich późniejszego odtworzenia lub przeniesienia na inne nośniki. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnostyki.

Definicje symboli

Na produkcie, etykiecie lub opakowaniu produktu pojawiają się następujące symbole. Każdy symbol nosi specjalną definicję, jak określono poniżej:

	Niebezpieczne: Wysokie napięcie		Zasilacz		Zapoznaj się z dokumentami towarzyszącymi
	Prąd stały		Wskazuje wyrównawcze uziemienie do ziemi		Unikalny identyfikator urządzenia
	Wskazuje uziemienie ochronne		Wskazuje kierunek góra-dół (Nie przewracać!)		Certyfikacja Korea
	Wyłącznik zasilania DC (prądu stałego)		Ostrożnie - Fragile		Zatwierdzone zgodnie z regulacjami CCC
	Nie moczyc!		Wskaźnik maksymalnego ukladania w stos		Chińskie etykiety RoHS
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi		Wskazuje producenta		Numer katalogowy
	Wskazuje datę produkcji		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Urządzenie medyczne
	Numer seryjny		Ograniczenie wilgotności		Zapoznaj się z instrukcją obsługi - elektroniczne
	Ograniczenie temperatury		Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego		Podmiot importujący
	Zgodność z normą brytyjską		ON zasilania		OFF zasilania
	Osoba odpowiedzialna w Zjednoczonym Królestwie				
	Wskazuje dowód zgodności z rozporządzeniem UE 2017/745 o wyrobach medycznych i z obowiązującymi normami.				
	Sprzęt medyczny jest zgodny z dokumentami ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) i CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) w odniesieniu do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia pożarowego i zagrożenia mechanicznego.				
	Testowano na zgodność z normą FCC Class B (USA).				
	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dyrektywa WEEE 2012/19/UE). Symbol ten wskazuje, że odpady sprzętu elektronicznego nie mogą być utylizowane jako nieposortowane odpady komunalne i muszą być zbierane osobno. Należy skontaktować się z producentem lub inną autoryzowaną firmą utylizacji w celu likwidacji zużytego sprzętu.				

Uwaga: Wydrukowana kopia podręcznika w języku polskim jest dostarczana wraz z produktem. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej proszeni są o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji o innych językach. Dotyczy to państw członkowskich UE, w których produkt został nabyty za pośrednictwem autoryzowanych kanałów.

Ostrzeżenia

Informacje o ostrzeżeniach



Ten symbol alarmuje i ostrzega użytkownika, że do produktu została dołączona i uwzględniona ważna literatura dotycząca działania tego urządzenia. W związku z tym należy uważnie ją przeczytać w celu uniknięcia potencjalnych problemów.



Ten symbol ostrzega użytkowników, że nieizolowane napięcie wewnątrz urządzenia może mieć wystarczającą wielkość i moc, aby spowodować porażenie prądem. Dlatego jest bardzo niebezpieczne, powodować kontakt ciała z jakąkolwiek częścią wewnątrz urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, NIE NALEŻY zdejmować obudowy urządzenia (lub pokrywy tylnej). Wewnątrz nie ma żadnych części serwisowanych przez użytkownika. Odnieś działania serwisowe wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Aby zapobiec zagrożeniom pożarowym lub porażeniu prądem, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy używać spolaryzowanej wtyczki tego urządzenia z przedłużaczem lub innymi gniazdami, chyba że można w pełni włożyć bolce do wnętrza gniazda.



Klasyfikacja laboratoriów ubezpieczyciela (UL):

Zgodność z normami UL:

Urządzenie jest Sklasyfikowany przez U.L. W ODNIESIENIU DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZAGROŻENIA POŻAROWEGO I MECHANICZNEGO TYLKO ZGODNIE Z NORMAMI UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NO. 601.1



Zgodność z normami UE i EMC:

To urządzenie spełnia wymagania norm EN60601-1 i EN60601-1-2 jako dostosowane do regulacji UE o wyrobach medycznych (MDR 2017/745). Sprzęt medyczny CE klasy I.

Używaj wtyku 120V typu 5-15P tylko w USA.

Ostrzeżenie: Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowego typu, zgodny z danym obszarem geograficznym. Urządzenie posiada uniwersalny zasilacz, który umożliwia pracę w obszarach napięcia 100-120V lub 200-240V AC (nie jest wymagana żadna regulacja).

Użyj właściwego przewodu zasilającego z odpowiednim typem wtyczki. Jeśli źródłem zasilania jest 120V AC, należy użyć przewodu zasilającego, który jest Przewodem Zasilającym Szpitalnej Klasy z wtyczką typu NEMA 5-15, przeznaczoną dla 125 Volts AC zgodną i zatwierdzoną przez UL i C-UL. Jeśli źródłem zasilania jest zasilanie prądem zmiennym 240V, należy zastosować wtyczkę typu tandem (T blade) z przewodem zasilającym z uziemieniem, który spełnia przepisy bezpieczeństwa danego kraju Europejskiego.



Recykling (WEEE Dyrektywa 2012/19/EU)

Należy przestrzegać lokalne rozporządzenia i plany recyklingu dotyczące recyklingu lub utylizacji tego urządzenia.

Ostrzeżenie: Należy unikać używania tego urządzenia w sąsiedztwie lub na innych urządzeniach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie oraz inne urządzenia, aby upewnić się, czy działają normalnie.

Ostrzeżenie: Użycie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej tego urządzenia, a w rezultacie jego nieprawidłowe działanie.

Ostrzeżenie: Przenośne urządzenia komunikacyjne RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinny być używane nie bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części tego urządzenia, w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego urządzenia.

Ostrzeżenie: Używanie tego urządzenia w środowisku promieniowania rentgenowskiego lub rezonansu magnetycznego może spowodować pogorszenie wydajności urządzenia, zakłócenia w pracy innych urządzeń lub zakłócenia w pracy usług radiowych.

Ostrzeżenie: Stosowanie z urządzeniem kabli i/lub innych akcesoriów, oprócz wymienionych, może spowodować zwiększenie emisji lub obniżenie odporności urządzenia.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest fizycznie przeznaczony do podłączenia do urządzeń elektrochirurgicznych HF (wysokiej częstotliwości).

Ostrzeżenie: Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z tlenem lub tlenkiem azotu.

Przepisy Bezpieczeństwa

Na temat bezpieczeństwa

1. Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że oznaczenie napięcia odpowiada lokalnemu zasilaniu elektrycznemu.
2. Nigdy nie wkładaj żadnego metalicznego przedmiotu do otworów w obudowie urządzenia. Może to spowodować zagrożenie porażenia prądem.
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować pokrywy. Brak części serwisowanych przez użytkownika wewnątrz. Tylko wykwalifikowany technik powinien otwierać obudowę urządzenia.
4. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający został uszkodzony. Nie można dopuścić do stawiania niczego na przewodzie zasilającym, i trzymać przewód z dala od miejsc, gdzie ludzie mogą przechodzić ponad nim.
5. Należy pamiętać, aby trzymać wtyczkę, a nie przewód, podczas odłączania przewodu zasilającego urządzenia od gniazdka elektrycznego.
6. Odłącz przewód zasilający urządzenia, gdy nie będzie on używany i pozostawiony jako nieczynny przez dłuższy okres czasu.
7. Przed wykonaniem jakiegokolwiek usługi serwisowej należy odłączyć przewód zasilający urządzenia z gniazdka sieciowego AC.
8. Jeśli urządzenie nie działa normalnie, w szczególności, jeśli są jakieś nietypowe dźwięki lub zapachy pochodzące z niego, odłącz je natychmiast i skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub centrum serwisowym.
9. Należy skontaktować się z producentem, jeśli zestaw musi być zainstalowany w niedostępnym miejscu.

Ostrzeżenie: Nie dotykaj równocześnie złączy wejściowych ani wyjściowych ani pacjenta.

Ostrzeżenie: Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia sygnałów wejścia/wyjścia i innych złączy, które są zgodne z odpowiednimi normami IEC (np. IEC60950 dla urządzeń IT i serii IEC60601 dla medycznych urządzeń elektrycznych). Ponadto, wszystkie takie kombinowane systemy muszą być zgodne odpowiednio ze standardem IEC 60601-1-1 lub klauzulą 16 3 Ed. - IEC 60601-1, wymagań bezpieczeństwa dla medycznych systemów elektrycznych. Każda osoba, która utworzyła system kombinowany, odpowiada za to, że system spełnia odpowiednio wymagania normy IEC 60601-1-1 lub pkt 16 3 Ed. of IEC 60601-1. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym przedstawicielem.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, urządzenie to musi być podłączone do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym. Zasilacz jest określony jako część urządzenia. Nie należy ustawiać urządzenia tak, aby było trudno odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego w gniazda urządzenia.

Ostrzeżenie: Nie należy modyfikować tego urządzenia bez zgody producenta.

Bezpiecznik produktu ma mniejszą wyłączalność. Nie należy instalować w systemie zasilania budynku, którego potencjalny prąd zwarcia przekracza 35 A.

Warunki środowiskowe dla eksploatacji i przechowywania w magazynie

Zakres temperatur - w zakresie od 0°C do 40°C (praca), i od -20°C do 60°C (przechowywanie w magazynie)

Zakres wilgotności względnej 10% do 85%

Ciśnienie atmosferycznego w zakresie od 500 do 1060 hPa.

Przy instalacji

1. Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji. Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy blokować ani zasłaniać otworów. Jeśli umieścisz urządzenie w szafce lub innej przestrzeni zamkniętej, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
2. Nie narażać urządzenia na działanie deszczu i nie używać w pobliżu wody. Jeśli urządzenie przypadkowo zamoczy się, odłącz je i natychmiast skontaktuj się z autoryzowanym dealerem. W razie potrzeby można wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką, ale najpierw należy odłączyć je od zasilania.
3. Należy umieścić urządzenie w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
4. Wysoka temperatura może powodować problemy. Maksymalna temperatura pracy to 40°C. Nie należy korzystać z urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym i należy trzymać je z dala od grzejników, pieców, kominków, i źródeł ciepła.
5. Z urządzeniem należy zawsze używać tylko oryginalnych kabli i akcesoriów.

Naprawa

Nie należy próbować serwisować urządzenia samodzielnie, gdyż otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne wysokie napięcie lub inne zagrożenie i unieważnia gwarancję. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odnieść do naprawy przez wykwalifikowany personel w następujących warunkach:

- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
- Jeśli płyn został rozlany i dostał się do wnętrza urządzenia.
- Jeśli do urządzenia wpadły jakieś przedmioty.
- Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci.
- Jeśli urządzenie zostało poddane nadmiernemu wstrząsowi przez upuszczenie.
- Jeśli szafka monitora uległa uszkodzeniu.
- Jeśli urządzenie wydaje się być przegrzane.
- Jeśli urządzenie emituje dym lub nienaturalny zapach.
- Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją obsługi.

Zagrożenie ze strony organizmów żywych

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń, urządzenie to powinno być używane tylko w środowiskach, w których można skutecznie przeprowadzić odkażanie biologiczne.

Zwrócony produkt

Po usunięciu usterek, jeśli problemy nadal występują, zdezynfekować urządzenie i zwrócić do FSN w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem. Proszę załączyć krótki opis usterki.

Przed zwróceniem urządzenia należy skontaktować się z firmą FSN Medical Technologies w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu i instrukcji.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie akcesoriów wskazanych przez producenta lub sprzedawanych z urządzeniem.

Klasyfikacja pod względem zgodności z wymogami bezpieczeństwa

- Ochrona przed porażeniem prądem: Klasa I łącznie z zasilaczem AC/DC. Niniejszy sprzęt medyczny jest zgodny z dokumentami ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) i CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) w odniesieniu do niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia pożarowego i zagrożenia mechanicznego.
- Zastosowane części: Brak zastosowanych części.
- Stopień bezpieczeństwa w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z powietrzem lub z tlenem lub tlenkiem azotu. Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnych mieszanin do znieczulania z tlenem lub tlenkiem azotu.
- W przypadku zastosowań krytycznych zaleca się posiadanie zapasowego urządzenia.
- Tryb pracy: Ciągły.

Powiadomienia dla użytkownika:

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z urządzeniem, powinien zostać zgłoszony producentowi oraz właściwemu organowi Państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę użytkownik i/lub pacjent. W celu uzyskania informacji o zmianach i nowych produktach należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym FSN Medical Technologies.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Niniejsza jednostka została zaprojektowana i przetestowana pod kątem zgodności z wymaganiami IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej z innymi urządzeniami. Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed zakłóceniami (interferencji). Urządzenie może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać działanie innych urządzeń łączności radiowej. Nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli okaże się, że urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, wykonując jedną lub więcej z następujących czynności:

1. Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między urządzeniem a przedmiotem zakłóceń.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest ten obiekt.
4. Skorzystanie z pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

POWIADOMIENIA DLA UŻYTKOWNIKA

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE FCC

Urządzenie generuje lub wykorzystuje energię o częstotliwości fal radiowych. Zmiany lub modyfikacje urządzenia mogą powodować szkodliwe zakłócenia, chyba że modyfikacje są wyraźnie zatwierdzone w instrukcji obsługi. Użytkownik może utracić uprawnienia do obsługi tego urządzenia, jeśli dokonana zostanie nieautoryzowana zmiana lub modyfikacja.

ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU

Wydajność urządzenia może ulec pogorszeniu w dłuższym okresie czasu. Należy okresowo sprawdzać, czy urządzenie działa prawidłowo. Przewidywany okres użytkowania urządzenia wynosi cztery lata. Utrzymuj urządzenie w czystości, aby przedłużyć jego żywotność.

1. Wytyczne i Deklaracja producenta - Emisja elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien upewnić się, że jest ono eksploatowane w takim środowisku.		
Pomiary emisji zakłóceń	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Emisja RF zgodnie z CISPR 11	Zgodność z Grupą 1	Charakterystyka tego urządzenia określona przez nadawanie pozwala na jego przemysłowe i szpitalne zastosowanie (CISPR 11, Klasa A). W przypadku stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (dla których norma CISPR 11 wymaga zwykle klasy B) urządzenie to może nie zapewniać odpowiedniej ochrony usług radiowych. Użytkownik musi, jeśli to konieczne, podjąć działania naprawcze, takie jak wdrożenie lub zmiana orientacji urządzenia.
Emisja RF zgodnie z CISPR 11	Zgodność z Grupą 2	
Emisja oscylacji harmonicznych zgodnie z IEC 61000-3-2	Zgodność z Klasą A	
Emisja wahań napięcia/migotania zgodnie z IEC 61000-3-3	Zgodność	


2. Do stosowania urządzeń ME w profesjonalnych placówkach służby zdrowia. Wytyczne i Deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim otoczeniu.		
Test odporności na zakłócenia	IEC 60601-1-2:2014 poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Wylądowania elektrostatyczne(ESD) zgodnie z IEC 61000-4-2	Zgodność ± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV wylądowania kontaktowe ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV wylądowania powietrzne	Podłogi powinny być drewniane, z betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna musi wynosić co najmniej 30%
Gwałtowne przejściowe zakłócenia/wybuchy elektryczne zgodnie z IEC 61000-4-4	Zgodność ± 2 kV dla głównych linii ± 1 kV dla linii wejścia/wyjścia	Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać jakości typowego środowiska biznesowego lub szpitalnego.
Przebiecia zgodnie z IEC 61000-4-5	Zgodność ± 1 kV napięcie przeciwobne ± 2 kV napięcie wspólne	Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać jakości typowego środowiska biznesowego lub szpitalnego.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania w dostawie prądu wg. IEC 61000-4-11	0% U_T *, 0,5 cyklu Przy $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ$ 0% U_T , 1 cykl i 70% U_T , 25/ 30 cykl i pojedyncza faza: przy 0° 0% U_T , 250/300 cykli	Jakość głównej linii zasilania powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jeżeli użytkownik urządzenia wymaga ciągłego działania nawet w przypadku przerw w dostawie prądu, zaleca się, aby urządzenie było zasilane z sieci, w której nie występują przerwy.
*Uwaga: U_T to napięcie przemienne sieci zasilającej przed zastosowaniem poziomów probierczych.		

3. Do stosowania urządzeń ME w profesjonalnych placówkach służby zdrowia. Specyfikacja badania odporności portów zewnętrznych na bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne RF (zgodnie z IEC 60601-1-2:2014)

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim otoczeniu.						
Częstotliwość testowa MHz	Pasmo MHz	Serwis	Modulacja	Maksymalne zasilanie W	Odległość m	BADANIE ODPORNOŚCI (TEST) V/m
385	380 do 390	TETRA 400	Modulacja pulsu 18 Hz	1,8	1,0	27
450	430 do 470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz skok ± 1 kHz fala sinusoidalna	2	1,0	28
710	704 do 787	Pasmo 13, 17	Modulacja pulsu 217 Hz	0,2	1,0	9
745						
780						
810	800 do 960	GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	2	1,0	28
870						
930						
1720	1700 do 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1,3, 4, 25 UMTS	Pulse modulation 217 Hz	2	1,0	28
1845						
1970						
2450	2400 do 2570	Bluetooth, WLAN 802,11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	2	1,0	28
5240	5100 do 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation 217 Hz	0,2	1,0	9
5500						
5785						
*Uwaga: Jeśli jest to konieczne do osiągnięcia POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość pomiędzy anteną nadawczą a urządzeniem może być zmniejszona do 1 m. Odległość testowa 1 m jest dozwolona przez IEC 61000-4-3.						

4. Wytyczne i deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna - dla urządzeń i systemów, które nie podtrzymują życia

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim otoczeniu.			
Testy odporności na zakłócenia	IEC 60601-1-2:2014 poziom testu	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
<p>Przewodzone zakłócenia RF zgodnie z IEC 61000-4-6</p> <p>Przewodzenie zakłócenia RF zgodnie z IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V rms 150 kHz to < 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz</p>	<p>3 Veff</p> <p>3 V/m</p>	<p>Przenośne i mobilne urządzenia łączności RF nie powinny być używane bliżej jakiegokolwiek części urządzenia, w tym przewodów, niż zalecana odległość separacji obliczona na podstawie równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika.</p> <p>Zalecana odległość separacji:</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>Gdzie P jest mocą nominalną nadajnika w watach [W] zgodnie z informacjami podanymi przez producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością separacji w metrach [m].</p> <p>Natężenie pola elektromagnetycznego nadajników stacjonarnych dla wszystkich częstotliwości na terenie a powinno być, zgodnie z badaniem, mniejsze niż poziom zgodności b.</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz to < 800 MHz</p> $d = 2,3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz to 2,5 GHz</p> <p>W pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem mogą wystąpić zakłócenia:</p> 
<p>Uwaga: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację wielkości elektromagnetycznych mają wpływ pochłanianie i odbicia od budynków, obiektów i osób.</p>			
<p>a Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów komórkowych i stacjonarnych radiotelefonów przenośnych, radio amatorskie, audycje radiowe AM i FM oraz audycje telewizyjne nie mogą być przewidywane teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne nadajników stacjonarnych, należy rozważyć przeprowadzenie badań terenowych. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym urządzenie jest używane, przekracza powyższe poziomy zgodności, należy sprawdzić czy urządzenie działa normalnie. W przypadku zaobserwowania nietypowej pracy, konieczne może być podjęcie dodatkowych działań, takich jak zmiana orientacji lub inne umiejscowienie urządzenia.</p> <p>b W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.</p>			

5. Zalecana odległość separacji pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami łączności RF i tym urządzeniem


Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia RF są kontrolowane. Użytkownik urządzenia może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajniki) a urządzeniem - jako funkcji mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego, jak pokazano poniżej.

Moc nominalna nadajnika [W]	Odległość separacji [m] zgodna z częstotliwością nadajnika		
	150kHz to < 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz to < 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecana odległość separacji d metrach (m) może być oszacowana przy użyciu równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach) według producenta nadajnika.

Akcesoria IPS720, IPS740DG

Opakowanie
poduszka




Przewód zasilający AC
(Power Cord)
(6 stóp, 1,8 m klasa
medyczna)



Podręcznik Użytkow-
nika


Opakowanie wysyłkowe



Przewód HDMI(2 m)




Przewód portu wy-
świetlacza - Display-
Port
(6 stóp, 1,8 m)



IPS720
Kabel SDI
(6 stóp, 1,8 m)




IPS740DG
4 kable SDI
(6 stóp, 1,8 m)



1	PRZEŁĄCZNIK AC Wł./Wył.	11	Wejście MIC (telefon 3,5ø)
2	Wejście AC	12	Wejście PEDAL 2 (telefon 3,5ø)
3	Terminal uziemiający	13	Wejście LINE (AUDIO) (telefon 3,5ø)
4	Wejście 3G-SDI1 (BNC-75Ω)	14	Wejście PEDAL 3 (telefon 3,5ø)
5	Wejście 3G-SDI2 (BNC-75Ω)	15	Wyjścia LINE (AUDIO) (telefon 3,5ø)
6	DisplayPort 1,4 Wejście	16	Port sieci (RJ45)
7	Wejście HDMI1 (do 1920x1080p@60)	17	USB (USB 3.0, 2 z przodu, 2 z tyłu)
8	Wyjście HDMI (3840x2160p@60)	18	Port serwisowy (mini USB)
9	Wejście HDMI2 (do 1920x1080p@60)	19	RS-232 (mini USB)
10	Wejście PEDAL 1 (telefon 3,5ø)		

Panel tylny IPS740DG



1	Przełącznik Wł./Wył AC ON(ON: Zielony LED)	13	Wejście DISPLAYPORT 1.4
2	Terminal uziemiający	14	Wejście HDMI (do 4096x2160p@60)
3	Wejście AC	15	Wyjście HDMI (1920x1080p@60/3840x2160p@60)
4	Wejście DC (Do użytku jako zasilanie pomocnicze, aby zapobiec błędom plików podczas nagrywania, gdy wystąpi awaria zasilania).	16	Wejście PEDAL (Przechwytywanie, 3,5 mm)
5	Wejście 3G-SDI4 (BNC-75Ω)	17	Wejście PEDAL (Nagrywanie, 3,5 mm)
6	Wyjście przelotowe 3G-SDI4 (BNC-75Ω)	18	Wyjście LINE(AUDIO) (3,5 mm)
7	Wejście 3G-SDI3 (BNC-75Ω)	19	Wejście MIC (telefon 3,5ø)
8	Wyjście przelotowe 3G-SDI3 (BNC-75Ω)	20	Wejście LINE (AUDIO) (telefon 3,5ø)
9	Wejście 12G-SDI2 (BNC-75Ω)	21	Port sieci (RJ45)
10	Wyjście przelotowe 12G-SDI2 (BNC-75Ω)	22	USB (USB 3.0)
11	Wejście 12G-SDI1 (BNC-75Ω)	23	Port serwisowy (mini USB)
12	Wyjście przelotowe 12G-SDI1 (BNC-75Ω)	24	RS-232 (mini USB)

Przedni panel



IPS720



IPS740DG

1 Przycisk **POWER** wł./wyl. Gdy wyłącznik zasilania na tylnym panelu znajduje się w pozycji ON, naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces inicjowania.

3 Wybierz ikonę **MONITOR**, aby przełączyć się na podłączony monitor zewnętrzny. W tym trybie ekran dotykowy może być również używany jako panel dotykowy.

5 Ikona powrotu do ekranu **HOME**.

7 Ikona **LISTY ROBOCZEJ** pobiera informacje o pacjencie, które są przechowywane na serwerze listy roboczej.

9 Przycisk **PRZECHWYTYWANIA**. Przechwytywanie może być również inicjowane za pomocą podłączonego monitora (ekran dotykowy lub mysz), lub za pomocą oprogramowania VACS.

2 Wskaźnik **LED** po ustawieniu przełącznika zasilania na tylnym panelu w pozycji ON:
Zielony = tryb gotowości
Wył. = Urządzenie pracuje normalnie.

4 Utwórz nowe **ZADANIE**, gdy wyświetlany jest symbol plus (+), lub zamknij aktywne zadanie, gdy wyświetlany jest symbol minus (-).

6 Ikona **PLIKU** zarządza zadaniami, w tym: wyszukiwaniem, modyfikowaniem (edytować), kopiowaniem, usuwaniem, przechowywaniem DICOM i drukowaniem.

8 Ikona **KONFIGURACJI** otwiera ustawienia dla źródeł wejściowych, typów plików, DICOM, serwera, sieci, czasu lokalnego, pedału nożnego, układu wydruku i opcji systemowych.

10 Przycisk **NAGRYWANIE**. Nagrywanie wideo może być również inicjowane za pomocą podłączonego monitora (ekran dotykowy lub mysz), lub za pomocą oprogramowania VACS.

Interfejs użytkownika - tylko panel przedni



Źródło wideo.



Podłącz do tylnej części rejestratora.



Podgląd aktywnego sygnału na wyświetlaczu LCD na panelu przednim. Dotknij ekranu LCD, aby wyświetlić ikony dla: Strona główna, Plik, Lista robocza, Konfiguracja, Monitor (jeśli jest podłączony) i Zadanie, (utwórz nowe lub zamknij aktywne).

Interfejs użytkownika - Panel przedni i monitor zewnętrzny

Aktywny sygnał i ikony są widoczne na podłączonym monitorze zewnętrznym.

Opcja sterowania 1


Użyj wyświetlacza LCD na panelu przednim jako panelu dotykowego do przesuwania kursora i wybierania elementów na monitorze zewnętrznym.



Źródło wideo.



Podłącz do tylnej części rejestratora.



Podłącz do tylnej części rejestratora.




Opcja sterowania 2

Użyj ekranu dotykowego podłączonego przez USB jako monitora zewnętrznego, aby przesuwać kursor i wybierać elementy na interfejsie.


Opcja sterowania 3

Użyj myszy i klawiatury podłączonych przez USB, aby przesuwać kursor i wybierać elementy na interfejsie monitora zewnętrznego.



Włączanie zasilania

Ustaw przełącznik AC Wł./Wył. z tyłu panelu w pozycji ON.



Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim, aby rozpocząć proces inicjalizacji.




Wyłączanie zasilania

Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim i postępuj zgodnie z instrukcjami na interfejsie użytkownika.

Wyłączenie zasilania za pomocą tej metody spowoduje wyłączenie urządzenia, jednak tylny przełącznik AC Wł./Wył. pozostanie w pozycji ON.



Data, czas, pojemność przechowywania danych



Zadania

Zadanie grupa to przechowywanie przechwyconych lub zarejestrowanych obrazów, które zostały utworzone w tej samej sesji lub procedurze. Informacje o pacjencie są powiązane z treścią w zadaniu. Po zamknięciu zadania nie można już dodawać do niego dodatkowej zawartości. Możliwe jest przechwytywanie nieruchomych obrazów z odtwarzanego wideo. Informacje o zadaniu mogą być modyfikowane po jego zamknięciu. System automatycznie nadaje numer zadania każdemu nowemu zadaniu.



Utwórz nowe zadanie

Przedni panel LCD



Wybierz, aby utworzyć nowe zadanie.

Uwaga: Znak + w ikonie oznacza, że zadanie nie jest aktualnie aktywne.

Monitor zewnętrzny




Wybierz, aby utworzyć nowe zadanie.

W oknie dialogowym Utwórz zadanie należy podać następujące informacje: Identyfikator pacjenta, Nazwisko pacjenta, Płeć pacjenta, Data urodzenia pacjenta, Opis zadania. Informacje te można wprowadzić ręcznie za pomocą klawiatury interfejsu lub podłączonej klawiatury USB.


Informacje można również zaimportować z listy roboczej obiektu, jak opisano w dalszej części niniejszego podręcznika.

Otwierania istniejącego zadania


Wybierz ikonę **PLIKU**, aby zarządzać zadaniami, w tym: wyszukiwaniem, modyfikowaniem, kopiowaniem, usuwaniem, przechowywaniem DICOM i drukowaniem. Po zamknięciu zadania nie można już dodawać do niego dodatkowej zawartości. Możliwe jest przechwytywanie nieruchomych obrazów z odtwarzanego wideo.



Przedni panel LCD



Monitor zewnętrzny



Zamykanie zadania

Przedni panel LCD



Wybierz, aby zamknąć zadanie.

Uwaga: Znak – w ikonie oznacza, że zadanie jest aktualnie aktywne.

Monitor zewnętrzny



Wybierz, aby zamknąć zadanie.




Nie wyłączaj głównego przełącznika zasilania przed zakończeniem zadania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pliku nagrania lub przechwyconego obrazu.

Przechwytywanie zatrzymane obrazy

Podłącz sygnał źródła wejścia. Upewnij się, że zadanie zostało utworzone, a sygnał źródła sygnału wejścia jest wyświetlany w oknie podglądu na ekranie LCD panelu przedniego lub na monitorze zewnętrznym.

Przedni panel LCD



Monitor zewnętrzny



Wybierz ikonę aparatu lub dotknij ekranu podglądu monitora zewnętrznego, aby zrobić zdjęcie. Sygnał dźwiękowy informuje o wykonaniu przechwylenia. Przez 1,5 sekundy wyświetlany jest podgląd przechwyconego obrazu.

Jeśli do wejścia pedału przechwytywania znajdującego się z tyłu urządzenia rejestrującego podłączony jest pedał nożny, naciśnięcie pedału spowoduje przechwylenie zatrzymanego obrazu. Przechwycone obrazy są zapisywane w ramach zadania w celu ich późniejszego wykorzystania.

Widoki miniatur

Za każdym razem, gdy tworzony jest obraz nieruchomy lub wideo, w otwartym zadaniu generowana jest miniaturka zdjęcia. Podwójne kliknięcie dowolnej miniatury otworzy przeglądarkę szczegółów pliku.

Przeglądarka szczegółów plików została pokazana w dalszej części niniejszej instrukcji.

Monitor zewnętrzny



Miniatury zdjęć i nagrań wideo.

Nagrywanie wideo

Podłącz sygnał źródła wejścia. Upewnij się, że zadanie zostało utworzone, a sygnał źródła sygnału wejścia jest wyświetlany w oknie podglądu na ekranie LCD panelu przedniego lub na monitorze zewnętrznym.




Wybierz ikonę nagrywania wideo, aby nagrywać wideo. Sygnał dźwiękowy i symbol czerwonej kropki sygnalizują, że proces nagrywania jest w toku. Ponownie wybierz ikonę nagrywania wideo, aby zatrzymać nagrywanie wideo.

Jeśli do wejścia pedału nagrywania znajdującego się z tyłu urządzenia rejestrującego podłączony jest pedał nożny, naciśnięcie pedału spowoduje rozpoczęcie i zatrzymanie nagrywania. Pliki nagranych wideo są zapisywane w ramach zadania w celu późniejszego wykorzystania.

Podwójne nagrywanie (IPS720)


Funkcja podwójnego nagrywania w IPS720 może być skonfigurowana do jednoczesnego podglądu i nagrywania dwóch wejściowych sygnałów źródłowych do dwóch oddzielnych plików wideo lub do pojedynczego pliku wideo z dwoma kanałami.

Podczas odtwarzania pojedynczego pliku wideo zawierającego dwa kanały można wybrać jedną z czterech opcji układu ekranu, które pojawiają się wraz z innymi elementami sterującymi odtwarzaniem wideo.



Odtwarzanie pliku, gdy zadanie jest nadal otwarte


Gdy zadanie jest nadal otwarte, kliknij dwukrotnie obszar podglądu, aby przejrzeć i wyświetlić bieżące obrazy i filmy. Spowoduje to otwarcie przeglądarki szczegółów pliku.



Odtwarzanie plików po zamknięciu zadania

Kliknij dwukrotnie zadanie, a wszystkie pliki wchodzące w jego skład zostaną wyświetlone w lewym oknie.


Kliknij dwukrotnie dowolną miniaturę, aby otworzyć przeglądarkę szczegółów pliku.



Przeglądarka szczegółów pliku


Zobacz poprzedni plik.

Przybliżenie/
Oddalenie.



Zobacz następny plik.

Usuń plik.




Opuszczenie
przeglądarki
szczegółów pliku.

Odtwórz wideo.

Kliknij dwukrotnie odtwarzane wideo, aby powrócić do przeglądarki szczegółów pliku.

Postęp wideo.




Poprzednie wideo w zadaniu.
Pauza.
Następne wideo w zadaniu


Przybliżenie/Oddalenie.
Przechwytywanie obrazu z wideo.
Głośność dźwięku.
Szybkość odtwarzania.

Czynności zadania

Wybierz ikonę **PLIKU**, aby zarządzać zadaniami, w tym: wyszukiwaniem, modyfikowaniem (edytować), kopiowaniem, usuwaniem, przechowywaniem DICOM i drukowaniem.



Z listy przechowywanych zadań wybierz zadanie, klikając pole po lewej stronie kolumny Identyfikator pacjenta. Otwiera to kilka czynności, które mogą być zastosowane do zadania, w tym: Kopiowanie na USB, Usuwanie, Przechowywanie DICOM, Drukowanie i Modyfikowanie (edytować). Użyj ikony lupy w prawym górnym rogu, aby przeszukiwać zadania w poszukiwaniu określonej zawartości.



Monitor zewnętrzny

Przedni panel LCD




Czynności zadania

- **Kopiowanie na USB** - Kopiuje wszystkie wybrane zadania do podłączonej pamięci USB.
 - » Wszystkie pamięci USB podłączone do systemu zostaną wyświetlone jako opcje.
 - » Wybierz pożądaną USB. Pojawi się okno potwierdzenia.
 - **OK**, aby przesłać do pamięci USB.
 - **Anuluj** zakończy transfer i zamknie okno.
- **Usuwanie** - Usuwa wszystkie wybrane zadania.
 - » Wybierz żądane zadania do usunięcia.
 - » Pojawi się okno potwierdzenia.
 - **OK**, aby usunąć wszystkie wybrane zadania.
 - **Anuluj** zakończy usuwanie i zamknie okno.

- **Przechowywanie DICOM** - Wysyła wybrane zadanie do serwera PACS.

- » Upewnij się, że ustawienia DICOM są poprawnie skonfigurowane dla aktywnego serwera PACS.



1. Przejdź do Ustawień -> DICOM. Pojawi się okno Ustawienia DICOM.

2. Konfiguracja ustawień DICOM.

- » Ustawienia listy roboczej: Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Test Echo.

- » Ustawienia sklepu: Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Test Echo.

- » Ustawienia MPPS: Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Test Echo.

- » Ustawienia wspólne: Modalność, instytucja szpitalna, Tytuł AE stacji planowej, zestaw znaków.

- » Tryb TLS: Wł./Wył.

- » Wybierz żądane zadania do wysłania na serwer PACS.

- » Pojawi się okno potwierdzenia.

- **OK**, aby wysłać wszystkie wybrane zadania do serwera PACS.

- **Anuluj** zakończy wysłanie do serwera PACS i zamknie okno.

- **Drukowanie** - Drukuje wybrane zadania.

- » Współpracuje z drukarkami Sony z serii medycznej UP.

- » Podłącz drukarkę przez USB lub połączenie sieciowe (w przypadku drukarek z możliwością konfiguracji sieciowej).

- » Układ wydruku to 1x1 Krajobraz i jest on wyświetlany na pasku tytułu okna potwierdzenia.

- » Pojawi się okno potwierdzenia.

- **OK**, aby wysłać wszystkie wybrane zadania do druku.

- **Anuluj** zakończy drukowanie i zamknie okno.

- **Modyfikowanie (edycja)** - Umożliwia wprowadzanie zmian w informacjach o pacjencie w ramach zadania.



Ikona lupy w prawym górnym rogu przeszuka zadania w poszukiwaniu konkretnej treści. Po zostawieniu wszystkich kryteriów pustych spowoduje, że w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie zadania.

Działania plików

Kliknij dwukrotnie zadanie, a wszystkie pliki wchodzące w jego skład zostaną wyświetlone w lewym oknie.

Przedni panel LCD



Monitor zewnętrzny



Zaznacza wszystkie pliki w zadaniu.

Sortuje wszystkie pliki w zadaniu według typu.

Sortuje wszystkie pliki w zadaniu w kolejności rosnącej lub malejącej.




Czynności plików (po wybraniu plików do czynności)

- **Kopiowanie na USB** - Kopiuje wszystkie wybrane pliki do podłączonej pamięci USB.
 - » Wszystkie pamięci USB podłączone do systemu zostaną wyświetlone jako opcje.
 - » Wybierz pożądaną USB. Pojawi się okno potwierdzenia.
 - **OK**, aby przesłać do pamięci USB.
 - **Anuluj** zakończy transfer i zamknie okno.
- **Usuwanie** - Usuwa wszystkie wybrane pliki.
 - » Wybierz żądane zadania do usunięcia.
 - » Pojawi się okno potwierdzenia.
 - **OK**, aby usunąć wszystkie wybrane pliki.
 - **Anuluj** zakończy usuwanie i zamknie okno.

- **Przechowywanie DICOM** - Wysyła wybrane pliki do serwera PACS.

- » Upewnij się, że ustawienia DICOM są poprawnie skonfigurowane dla aktywnego serwera PACS.



1. Przejdź do Ustawień -> DICOM. Pojawi się okno Ustawienia DICOM.

2. Konfiguracja ustawień DICOM.

- » Ustawienia listy roboczej: Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Test Echo.

- » Ustawienia sklepu: Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Test Echo.

- » Ustawienia MPPS: Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Test Echo.

- » Ustawienia wspólne: Modalność, instytucja szpitalna, Tytuł AE stacji planowej, zestaw znaków.

- » Tryb TLS: Wł./Wył.

- » Wybierz żądane pliki do wysłania na serwer PACS.

- » Pojawi się okno potwierdzenia.

- **OK**, aby wysłać wszystkie wybrane pliki do serwera PACS.

- **Anuluj** zakończy wysyłanie do serwera PACS i zamknie okno.

- **Drukowanie** - Drukuje wybrane pliki.

- » Współpracuje z drukarkami Sony z serii medycznej UP.

- » Podłącz drukarkę przez USB lub połączenie sieciowe (w przypadku drukarek z możliwością konfiguracji sieciowej).

- » Układ wydruku to 1x1 Krajobraz i jest on wyświetlany na pasku tytułu okna potwierdzenia.

- » Pojawi się okno potwierdzenia.

- **OK**, aby wysłać wszystkie wybrane pliki do druku.

- **Anuluj** zakończy drukowanie i zamknie okno.


- **Modyfikowanie (edycja)** - Umożliwia wprowadzanie zmian w informacjach o pacjencie w ramach pliku.



Ikona lupy w prawym górnym rogu przeszuka pliki w poszukiwaniu konkretnej treści. Po zostawieniu wszystkich kryteriów pustych spowoduje, że w wynikach wyszukiwania pojawią się wszystkie pliki.

Tworzenie zadań przy użyciu informacji z listy roboczej

Przed pobraniem informacji z listy roboczej należy odpowiednio skonfigurować ustawienia serwera listy roboczej w menu Konfiguracja -> System.



Wybierz ikonę **LISTY ROBOCZEJ**. Informacje o pacjencie, które są przechowywane na serwerze listy roboczej, zostaną przedstawione w lewym oknie. Kliknięcie pozycji listy roboczej powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji związanych z tą pozycją w prawym oknie.

Przedni panel LCD

Admission Number	Family ID	Trainer Name	Modality	Worklist Information
235	PID00100	OLIVER THOMAS	ES	Patient ID: PID00030
244	PID02132	KEARNEY NELSON	US	Patient Name: FREDI BALPH
357	PID05430	FRED RALPH	DD	Patient Sex: M
1299	PID11769	ABNER PAMELA	NM	Patient Birth Date: 15790701
1300	PID00100	BALDWIN OLIVER	NM	Patient Weight: 165
1333	PID11769	ABNER PAMELA	XA	Accession Number: 317
1334	PID03755	LORENZO ALFREDO	XA	Accession ID
1911	1105	WYSEFF PLANA	1P	

Monitor zewnętrzny



- Lewa kolumna: Pacjenci na liście roboczej.
- Prawa kolumna: Po dokonaniu wyboru, szczegóły informacji o pacjencie.
- Utwórz zadanie - Kliknij, aby przekształcić pozycję listy roboczej w zadanie urządzenia rejestrującego.
- Rozpocznij MPPS (Wykonany etap procedury modalności)

Konfiguracja i używanie hasła

Hasła można skonfigurować w celu zwiększenia bezpieczeństwa na dwa sposoby:

» **Hasło ustawień**

W celu ochrony ustawień systemowych można ustawić hasło ustawień, aby zapewnić dostęp do menu konfiguracji na poziomie administratora.


» **Hasło operatora**

W celu ochrony informacji o zadaniu można ustawić hasło operatora, aby ograniczyć dostęp do modyfikacji (edycji) informacji.

Uwaga - jednocześnie można ustawić tylko jedno hasło ustawień i jedno hasło operatora.

• **Tworzenie/zmianianie hasła**

Domyślnym ustawieniem fabrycznym hasła jest PUSTE (wyłączone). Aby skonfigurować hasło:



1. Przejdź do Ustawienia -> System -> Różne.
2. Ustaw hasło konfiguracji (hasło ustawień lub hasło operatora).
3. Pojawi się kursor. Wprowadź pożądane hasło. Wybierz do 25 znaków (litery, cyfry, symbole). Do wprowadzenia hasła można użyć klawiatury. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz Zastosuj, aby zapisać hasło, lub Anuluj, aby je zignorować.


Po utworzeniu hasła Hasło ustawień jego wprowadzenie będzie wymagane w celu usunięcia lub modyfikacji (edycji) hasła.

• **Używanie hasła**


Jeśli hasło jest ustawione, pojawi się wyskakujące okienko z hasłem:

- » Hasło ustawień - Po naciśnięciu przycisku konfiguracji
 - » Hasło operatora - po wybraniu opcji Modyfikuj w zadaniu lub pliku.
1. Stuknij w wyskakujące okno hasła. Pojawi się kursor.
 2. Wprowadź hasło. Na klawiaturze ekranowej lub podłączonej klawiaturze. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.
 3. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy z informacją o błędnym hasle. Wybierz **OK**, aby ponownie wprowadzić hasło.


Konfiguracja **IPS720**




Wybierz ikonę **KONFIGURACJI**, obraz klucza na ekranie LCD lub obraz koła zębatego na monitorze zewnętrznym, aby zarządzać ustawieniami systemu w sposób opisany poniżej. Jeśli ochrona hasłem została włączona, zostanie otwarte okno dialogowe uwierzytelniania hasłem.



Przedni panel LCD




Monitor zewnętrzny



Menu konfiguracji	Pozycja podmenu	Opisy konfiguracji
Wejście	Wideo	Źródło 1, Źródło 2, Tryb 3D, Zakres wideo (Źródło 1, 2), Podgląd na żywo
	Audio	Źródło
Plik	Nagrywanie	Format, Jakość, Podwójny zapis, Rozmiar klipu, Automatyczne kopiowanie
	Przechwycenie	Format, automatyczna kopia
	Wspólne	Współczynnik proporcji, Zwolnij miejsce na dysku twardym, Ostrzeżenie o niskim poziomie dysku twardego
DICOM	Lista robocza	Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Echo
	Przechowywanie	Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Echo
	MPPS	Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Echo
	Wspólne	Modalność, instytucja szpitalna, Tytuł AE stacji planowej, zestaw znaków
	Bezpieczna komunikacja	Tryb TLS
CIFS	Serwer	Identyfikator, hasło
	Klient 1 - 4	Adres, identyfikator, hasło
Sieć	-	DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS, MAC
Czas	-	Serwer czasu, GMT, DST
OSD	-	(Wł./Wył.) Góra-Lewa, Góra-Prawa, Dół-Lewa, Dół-Prawa, Język, Pozycja przechwytywania obrazu, przycisk drukarki
Różne	Pedał nożny	Pedał 1, Pedał 2, Pedał 3, Typ pedału, Akcja nagrywania
	Drukowanie	Układ
System	Wersja	Główne, pod
	Aktualizacja	Główne, pod
	Inicjalizacja	HDD, USB, System
	Różne	Hasło konfiguracji, Hasło operatora


Konfiguracja **IPS740DG**



Wybierz ikonę **KONFIGURACJI**, obraz klucza na ekranie LCD lub obraz koła zębatego na monitorze zewnętrznym, aby zarządzać ustawieniami systemu w sposób opisany poniżej. Jeśli ochrona hasłem została włączona, zostanie otwarte okno dialogowe uwierzytelniania hasłem.



Przedni panel LCD



Monitor zewnętrzny



Menu konfiguracji	Pozycja podmenu	Opisy konfiguracji
Wejście	Wideo	Źródło, Tryb 3D
	Audio	Źródło
Plik	Nagrywanie	Format, jakość, rozmiar klipu, automatyczna kopia USB
	Przechwycenie	Format, automatyczna kopia USB
DICOM	Wspólne	Rozdzielczość, współczynnik kształtu
	Lista robocza	Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera, Nazwa klienta AE, Echo
	Przechowywanie	Nazwa serwera AE, IP serwera, Port serwera
	MPPS	Nazwa serwera AE, IP serwera, Nazwa klienta AE, Echo
	Wspólne	Modalność, instytucja szpitalna, Tytuł AE stacji planowej, zestaw znaków
CIFS	Samba	Identyfikator, hasło
Sieć	–	DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS
Czas	–	Serwer czasu, GMT
OSD	–	(Wł./Wył.) Góra-Lewa, Góra-Prawa, Dół-Lewa, Dół-Prawa, Język, Pozycja przechwytywania obrazu, przycisk drukarki
Różne	–	Pedał nożny, układ druku
System	Wersja	Główne, pod
	Aktualizacja	Główne, pod
	Inicjalizacja	Dysk twardy, system
	Różne	Rozdzielczość wyjścia, Hasło konfiguracji, Hasło operatora

Taktowanie wejścia/wyjścia

Wejście HDMI

IPS720	IPS740DG	Rozdzielczość	Pozioma Częstotliwość (KHz)	Pionowa Częstotliwość (Hz)	Zegar Częstotliwość (MHz)
.	.	640 x 480	31,47	59,94	25,173
.	.	800 x 600	37,88	60,32	40,00
.	.	1024 x 768	48,36	60,00	65,00
.	.	1280 x 720	44,76	60,00	74,486
.	.	1280 x 1024	63,98	60,02	108,50
.	.	1920 x 1200	74,04	59,95	154,00
.	.	720p	45,00	60,00	74,25
.	.	1080i	33,75	60,00	74,25
.	.	1080p	67,50	60,00	148,50
	.	3840 x 2160p	135,00	60,00	594,00
	.	4096 x 2160p	135,00	60,00	594,00

Wejście portu wyświetlacza

IPS720	IPS740DG	Rozdzielczość	Pozioma Częstotliwość (KHz)	Pionowa Częstotliwość (Hz)	Zegar Częstotliwość (MHz)
.	.	1080p	67,50	60,00	148,50
	.	3840 x 2160p	135,00	60,00	594,00
	.	4096 x 2160p	135,00	60,00	594,00

Wejście SDI

IPS720	IPS740DG	Wejście sygnału	Opis
	.	SMPTE ST-2082	2160p
.	.	SMPTE-424M	1080p
.	.	SMPTE-292M	1080i / 720p
.	.	SMPTE-259M	480i / 576i

wyjście HDMI

IPS720	IPS740DG	Rozdzielczość	Pozioma Częstotliwość (KHz)	Pionowa Częstotliwość (Hz)	Zegar Częstotliwość (MHz)
.	.	1920 X 1080@60Hz	67,5	60,0	148,5
	.	3840 X 2160@60Hz	135,0	60,0	594,0

Wyjście przelotowe pętli SDI

IPS720	IPS740DG	Wejście sygnału	Opis
	.	SMPTE ST-2082	2160p
	.	SMPTE-424M	1080p
	.	SMPTE-292M	1080i / 720p
	.	SMPTE-259M	480i / 576i

Specyfikacja ogólna IPS720


Pozycja	Opis	
Główne Funkcje	Nagrywanie wideo	Do 1080p 60Hz
	Przechwytywanie obrazów zatrzymanych	Do 1920 x 1080p
	Samodzielny podgląd	Przedni ekran LCD
	Dostęp do menu	Przedni ekran dotykowy LCD, lub graficzny interfejs użytkownika na wyjściu monitora HDMI
	DICOM, HL7	Przechowywanie DICOM (obraz), lista robocza modalności, MPPS, Rezerwacja wizyt (HL7)
	Przechowywanie DICOM	Bezpośredni dostęp do PACS
Wejścia	HDMI	HDMI 2.0
	Port wyświetlacza	DP 1.4
	SDI	3G-SDI
	Audio	3,5 mm stereo x 2ea, wejście mikrofonowe, wejście liniowe
Wyjścia	Wyjście monitora	HDMI 2.0
	Audio	3,5 mm Stereo, wyjście liniowe
Dane I/O	USB3.0	Przód: 2, Tył: 2
	RS-232C	Mini-USB
	Ethernet	RJ45 (10/100/1000M)
	Klawiatura / mysz	Typ USB
	Pedał nożny	3,5 mm stereo jack x 3ea, Pedał 1, Pedał 2, Pedał 3
Nagrywanie i Przechwytywanie	Rozdzielczość nagrywania	1920x1080p60
	Formaty kodowania	H.264, H.265
	Format pliku nagrywania	MP4
	Format przechwytywania obrazu	BMP, JPEG, BMP+DCM
	Format kodowania audio	AAC
	Formaty wideo 3D	Obok siebie Góra Dół Linia przy linii (Konwersja SbS, Konwersja TB)
Przechowywanie	Wewnętrzny dysk twardy	2TB
	Zewnętrzna pamięć masowa USB	Pamięć USB, dysk twardy USB
	System plików USB	FAT32, NTFS
	System plików sieci	CIFS
	Transfer sieciowy	FTP (klient)
Ogólne	Wymagania dotyczące zasilania	AC 100-240V ~, 50-60Hz, 1.0A-0.6A MAX
	Pobór mocy	60W MAX
	Wymiary	260mm (10,2 cal.) szerokość x 95mm (3,7 cal.) wysokość x 330mm (13 cal.) głębokość
	Waga	4,0kg/8,8lbs.
	Temperatura	Praca: 0° to +40° C (+32° to +104° F) Przechowywanie: -20° to + 60° C (-4° to +140° F)
	Wilgotność	Praca: 10 - 85% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ, Przechowywanie: 10 - 85% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Zgodność i certyfikaty	CE-MDR 2017/745 Urządzenie medyczne Klasa 1, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC Część 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS	

Specyfikacja ogólna IPS740DG


Pozycja	Opis	
Główne Funkcje	Nagrywanie wideo	Do 3840 x 2160p 60Hz
	Przechwytywanie obrazów zatrzymanych	Do 3840 x 2160
	Samodzielny podgląd	Przedni ekran LCD
	Dostęp do menu	Przedni ekran dotykowy LCD, lub graficzny interfejs użytkownika na wyjściu monitora HDMI
	DICOM, HL7	Przechowywanie DICOM (obraz), lista robocza modalności, MPPS, Rezerwacja wizyt (HL7)
	Przechowywanie DICOM	Bezpośredni dostęp do PACS
Wejścia	HDMI	HDMI 2.0
	Port wyświetlacza	DP 1.4
	SDI	12G-SDI, 2SI, Quad
	Audio	3,5 mm stereo x 2ea, wejście mikrofonowe, wejście liniowe
Wyjścia	Wyjście monitora	HDMI 2.0
	Pętla przelotowa	12G-SDI, 2SI, Quad
	Audio	3,5 mm Stereo wyjście liniowe
Dane I/O	USB3.0	Przód: 2, Tył: 2
	RS-232C	Mini-USB
	Ethernet	RJ45 (10/100/1000M)
	Klawiatura / mysz	Typ USB
	Pedał nożny	3,5mm wejście stereo x 2ea, Nagrywanie, Przechwytywanie
Nagrywanie i Przechwytywanie	Rozdzielczość nagrywania	1920x1080p60, 3840x2160p60
	Formaty kodowania	H.264, H.265
	Format pliku nagrywania	MP4
	Format przechwytywania obrazu	BMP, JPEG, DICOM
	Format kodowania audio	AAC
Przechowywanie	Formaty wideo 3D	Alternatywna linia 4K (konwersja SBSH) 4K side-by-side pół
	Wewnętrzny dysk twardy	4TB
	Zewnętrzna pamięć masowa USB	Pamięć USB, dysk twardy USB
	System plików USB	FAT32, NTFS
	System plików sieci	CIFS
Ogólne	Transfer sieciowy	FTP (klient)
	Wymagania dotyczące zasilania	AC 100-240V ~, 50-60Hz, 1.0A-0.6A MAX
	Pobór mocy	60W MAX
	Wymiary	260mm (10,2 cal.) szerokość x 95mm (3,7 cal.) wysokość x 330mm (13 cal.) głębokość
	Waga	4,1kg / 9,0lbs.
	Temperatura	Praca: 0° to +40° C (+32° to +104° F) Przechowywanie: -20° to + 60° C (-4° to +140° F)
Wilgotność	Praca: 10 - 85% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ, Przechowywanie: 10 - 85% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ	
Zgodność i certyfikaty	CE-MDR 2017/745 Urządzenie medyczne Klasa 1, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC Część 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS	

Wymiary

IPS720



IPS740DG



Instrukcje czyszczenia



Przestrzegaj protokołu szpitalnego w zakresie obsługi krwi i płynów ustrojowych. Oczyszczyć urządzenie rozcieńczoną mieszaniną łagodnego detergentu i wody. Użyj miękkiego bawełnianego ręcznika lub wacika. Użycie niektórych detergentów może spowodować zniszczenia na etykietach i elementach z tworzywa sztucznego tego produktu. Skonsultuj się z producentem środka czyszczącego, aby sprawdzić, czy ten środek jest kompatybilny, zgodny z celem. Nie dopuszczaj do tego, aby ciecz dostała się do wnętrza urządzenia.

1. Obudowę oczyścić za pomocą miękkiej bawełnianej szmatki, lekko zwilżonej uznanym środkiem czyszczącym do sprzętu medycznego.
2. Powtarzaj tę czynność tylko z wodą.
3. Wyrzeć do sucha suchą szmatką.

Obudowa została przetestowana pod kątem odporności na następujące produkty:

• Gotowe do użycia środki czyszczące - Virex • Środek odkażający Misty Clear Lemon 10 • Misty Uniwersalny środek czyszczący do dezynfekcji • Misty Uniwersalny środek czyszczący do dezynfekcji II • Płyn do szyb i powierzchni Zep • Klear Screen • Screen TFT (Kontakt Chemie) • Incidin Foam (Ecolab) • Microzid • Łagodny detergent • Alkohol izopropylowy o stężeniu < 5% • Wybielacz domowy (podchloryn sodu, roztwory 5,25% podchlorynu sodu rozcieńczony w wodzie w stężeniu pomiędzy 1:10 i 1:100) • Precyzyjny szpitalny środek do czyszczenia (pianka)

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Serwis

W celu uzyskania informacji o produkcie lub pomocy należy skontaktować się z odpowiednim działem obsługi klienta wymienionym poniżej.

Gwarancja

Jeden rok, na części i robociznę.

 Przedstawiciel WE

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Niemcy

Tel : +49(0)6196-887170

 **FORESEESON GmbH**

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Niemcy

Tel. +49(0)6104-643980

  **FORESEESON UK Ltd.**

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Wielka Brytania

Tel. +44-(0)208-546-1047

 **FORESEESON KOREA**

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780

 **FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.**

Room 1010, Building A

1439 Wuzhong Road

Rhein Hongjing Center, Minhang District, Shanghai, China

Tel: 18521095596



FSN™

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2070 10/2022 Rev. - 6/2026

Specyfikacje mogą ulec zmiany bez konieczności informowania.



www.fsnmed.com